

ENTERALE ÜBERLEITGERÄTE | LEERBEUTEL HydroBag 1,5L



Hydrobag 1,5L

Leerbeutel zur Flüssigkeitsbilanzierung bei Verwendung des EasyBag-Systems

- 1,5-l-Beutel mit verschließbarem Einfüllstutzen (Abb. 1)
- Konnektierbar mit den EasyBag- und VarioLine-Systemen (Abb. 2)
- Schlauchklemme zum schnellen Applikationsstopp (Abb. 2)
- Beschriftbares Beutelmateriale für eine eindeutige Patientenidentifikation
- Skalierung in 100-ml-Schritten



Artikel	VE*	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
HydroBag 1,5L	30	7751102	11143955	03.36.06.4007
HydroBag 1,5L	8	7751100	11143961	03.36.06.4006

* Verpackungseinheit

1) Gemäß Verordnung (EC)1907/2006 (REACH) weniger als 0,1 % w/w DEHP

Latexfrei
DEHPfrei¹⁾