

CARE FLOW UB 2000USo, UB 1500USo, SB 1500USo Unsterile Einmalbettbeutel/Sekretbeutel ohne Ablassventil



Einmalbeutel, 1.500 und 2.000 ml

- ✓ Die Beutel sind mit einem universellen Stufenkonnektor ausgestattet, so dass die Beutel an alle gängigen Katheter angeschlossen werden können.
- ✓ Die Produkte sind zum Einmalgebrauch ausgelegt.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus den Beuteln, so dass der Gefahr aufsteigender Infektionen wirksam vorgebeugt wird (außer beim SB 1500USo).
- ✓ Für die Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen benutzen Sie den unten abgebildeten Zwillingshalter.




Produkt	Volumen	Schlauchlänge	Refluxventil	Artikelnummer	PZN	HMN
UB 2000USo	2.000 ml	90 cm	ja	04/07/2000/90/GHC	08845501	15.25.06.0024
UB 1500USo	1.500 ml	90 cm	ja	04/07/1500/90/01	16839791	15.25.06.0034
SB 1500USo	1.500 ml	90 cm	nein	04/07/1500/90/00	16839785	-

UB 2000USo: **Verpackungseinheit:** 150 Stück, **Verpackung:** nicht steril **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück
 UB 1500USo: **Verpackungseinheit:** 200 Stück, **Verpackung:** nicht steril **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück
 SB 1500USo: **Verpackungseinheit:** 200 Stück, **Verpackung:** nicht steril **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück

48

Halterung für UB 2000USo, UB 1500USo, SB 1500USo

- ✓ Bettbeutelhalterung aus Kunststoff mit Zwillingshalter. Ausgestattet mit zwei Dornen zur Aufnahme der Einmalbettbeutel an ihren vorgestanzten Ösen.



Artikelnummer	PZN
04/99/BHL/PVC/GHC	06718951

Verpackungseinheit: 100 Stück **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück
Verpackung: nicht steril

Abbildungen können vom Original abweichen