



Drainagesystem, 2.000 ml

- ✓ Zwillingshalter mit zusätzlicher Befestigungskordel ermöglicht die sichere Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen.
- ✓ Bakterien- und flüssigkeitsdichte Belüftungsfilter sorgen für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage in den Systemen erzielt.
- ✓ Übersichtliche Skalierung.
- ✓ Sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns im Doghouse.
- ✓ Eingearbeiteter T-Ablasshahn.
- ✓ Knickstabiler Schlauch.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN
2.000 ml	120 cm	04/02/2000/120/GHC	06718922
2.000 ml	90 cm	04/02/2000/90/GHC	09151597

Verpackungseinheit: 20 Stück

Verpackung: steril

HMN: 15.25.07.0050



Stufenkonnector

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Profilschlauch

Das oktagonale Innenprofil des Zuleitungsschlauchs gewährleistet eine hervorragende Stabilität. Der großlumig flexible Schlauch garantiert somit in jeder Situation eine sichere Urindrainage zur Tropfkammer.



Tropfkammer

Ein Rücklaufventil unterteilt die Tropfkammer und verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin. Somit wird hochwirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



Ablasshahn im Doghouse

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Verschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Verpackungseinheit: 20 Stück

Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen