


A-Tam® Startset Größe S

Hilfsmittel-Nr.: 15.25.17.0001	Material: PVA Schaumstoff	Faden: Baumwolle
--------------------------------	---------------------------	------------------



 Inklusive zwei Applikatoren (groß und klein)

Startset „Kleine Größen“

Artikel-Nr.: 5120	PZN-Nr.: 11320541
-------------------	-------------------

Art. Nr.	Form	Ø / Länge* (mm)
2153	Zylindrisch	15 / 40
2200VC	Zylindrisch	20 / 40
2280VC	Zylindrisch	28 / 40
1200	Konkav	20 / 66
1250	Konkav	25 / 66
0153	Spiral	15 / 40
0260	Spiral	26 / 62
3020	Konvex	24 / 50
3150	Kugel	15 / 53
3200	Kugel	20 / 58
7100	Applikator (klein)	
7200	Applikator (groß)	

So wählen Sie die richtige Größe: Das Startset beinhaltet Analtampons in verschiedenen „kleinen“ Größen/Formen (Inhalt 20 Stück) zum Ausprobieren inklusive zwei Applikatoren (groß und klein) zum Einführen.

* Zirkawerte in feuchtem Zustand