



## A-Tam® Zylindrisch

Einsatz wenn noch eine Restfunktion des Schließmuskels vorhanden, aber durch zu schwache Ausbildung keine Abdicht- und Haltefunktion gewährleistet ist.

Art. Nr.	Form	Ø/Länge* (mm)	PZN	Menge
2153	Zylindrisch	15 / 40	12551656	90 St.
2200VC	Zylindrisch	20 / 40	18831227	30 St.
	Zylindrisch	20 / 40	19223978	90 St.
2280VC	Zylindrisch	28 / 40	18831233	30 St.
	Zylindrisch	28 / 40	19223984	90 St.
2330VC	Zylindrisch	33 / 40	18831256	30 St.
	Zylindrisch	33 / 40	19223990	90 St.
2400VC	Zylindrisch	40 / 40	18831262	30 St.
	Zylindrisch	40 / 40	19224009	90 St.
2450VC	Zylindrisch	45 / 40	18831279	30 St.
	Zylindrisch	45 / 40	19224021	90 St.



## A-Tam® Spiral

Dieser Tampon bringt auch für Problemfälle die optimale Versorgung. Durch die spiralförmige Anordnung von Rillen auf der Oberfläche des Analtampons wird eine verbesserte druckfreie Verankerung an der Darmschleimhaut erreicht. Bei Vorliegen einer leichten oder mittelschweren Diarrhoe kann über die auf der Oberfläche vorhandenen Rillen der überhöhte Gasdruck abgeleitet werden.

Art. Nr.	Form	Ø/Länge* (mm)	PZN	Menge
0153	Spiral	15 / 40	12551509	90 St.
0220	Spiral	22 / 62	12551544	90 St.
0260	Spiral	26 / 62	12551550	90 St.
0330	Spiral	33 / 62	12551567	90 St.



## A-Tam® Konkav

Dieser Tampon ist in erster Linie für Patienten entwickelt worden bei denen die konvexe Ausformung des Muskelgewebes vorhanden ist. Durch die taillierte Tamponform wird im Analkanal eine Halte- und Abdichtfunktion ermöglicht. Der Schließmuskel schmiegt sich in diesem Fall der Form des Konkav-Tampons an. Dieser erfüllt somit eine optimale Abdichtfunktion und sitzt absolut sicher.

Art. Nr.	Form	Ø Taile / Länge (mm)*	PZN	Menge
1160	Konkav	16 / 66	12551225	90 St.
1180	Konkav	18 / 66	12551320	90 St.
1200	Konkav	20 / 66	12551389	90 St.
1250	Konkav	25 / 66	12551426	90 St.
1300	Konkav	30 / 66	12551455	90 St.
1350	Konkav	35 / 66	12551461	90 St.



## A-Tam® Kugel

Speziell entwickelt für analinkontinente Patienten, die über keinerlei Restfunktionen des Muskelgewebes verfügen und deren Analkanal eine glatte Muskulatur aufweist. Ein Konkav- oder Zylindertampon hätte also keinen sicheren Halt. Durch die Kugelform der Tamponkuppe erreicht der Tampon in Höhe der Ampulla recti (Bereich, in dem sich normalerweise der Stuhl vor der Entleerung sammelt) ähnlich einem Kugelventil die gewünschte Halte- und Abdichtfunktion. Die kugelförmig ausgebildete Kuppe kommt oberhalb des Schließmuskels zum Liegen.

Art. Nr.	Form	Ø Kopf / Länge (mm)*	PZN	Menge
3150	Kugel	15 / 53	12551142	90 St.
3180	Kugel	18 / 58	12551159	90 St.
3200	Kugel	20 / 58	12551165	90 St.
3240	Kugel	24 / 58	12551171	90 St.
3280	Kugel	28 / 66	12551202	90 St.



## A-Tam® Kegel

Die kegelförmige Ausführung eignet sich ausgezeichnet für alle Inkontinenz-Indikationsmöglichkeiten. Die abgerundete Kuppe des Tampons wirkt wie ein Kugelventil im Bereich des Übergangs Enddarm zu Darmkanal. Im Darmkanal wird eine sehr gute Abdichtung durch die Verdickung im Mittelteil des Tampons erreicht. Die Verjüngung am Tamponende passt sich gut der Anatomie des Analkanals an.

Art. Nr.	Form	∅ (mm)* / Länge	PZN	Menge
1628	Kegel	30 / 66	12551596	90 St.
1636	Kegel	37 / 82	12551573	90 St.

## A-Tam® Konvex

Findet Verwendung bei Betroffenen, die über ein stark zurückgebildetes Muskelgewebe verfügen. Gegebenenfalls stimuliert der Tampon den Schließmuskel so stark, daß ein kontrollierter Stuhlgang möglich wird.

Art. Nr.	Form	∅/Länge* (mm)	PZN	Menge
3020	Konvex	24 / 50	12551604	90 St.
3030	Konvex	33 / 60	12551610	90 St.

\* Zirkawerte in feuchtem Zustand

## Applikatoren

Zum besseren Einführen des im feuchten Zustand weichen und instabilen Tampons.




**Für den Arzt:** Die Verordnung des Applikators muss bei Bedarf mit auf dem Rezept enthalten sein. In den Startsets ist er bereits enthalten.

Art. Nr.	Form	PZN	Menge
7200	Groß	02014845	1 St.
7100	Klein	02014839	1 St.

## Analsicherung (latexfrei)

Zusätzliche selbsthaftende Sicherung (latexfrei), um bei bewegungsaktiven Betroffenen (z.B. Rollstuhlsport) das Herausgleiten des Tampons zu vermeiden.



Art. Nr.	Form	PZN	Menge
7400	Rund	01984895	100 St.
7401	Oval	01985015	100 St.