

Mepilex® Border Sacrum

Mepilex® Border Heel



Selbsthaftender Schaumverband

Mepilex Border Sacrum und Mepilex Border Heel sind abdeckende, selbsthaftende, hochabsorbierende Schaumverbände zur Versorgung mäßig bis stark exsudierender Wunden.

Mepilex® Border Sacrum

Spezialform für den
Sakralbereich



SafetaC
TECHNOLOGY

Mepilex® Border Heel

Spezialform für
die Ferse



SafetaC
TECHNOLOGY

Vorteile

- kann mehr Exsudat aufnehmen als andere Schaumstoffverbände¹
- kann mehrere Tage an Ort und Stelle belassen werden²,
je nach Zustand der Wunde, der umgebenden Haut, oder
je nach klinischer Praxis^{3,4}
- kann unter Kompressionsverbänden verwendet werden

Anwendungsgebiete

- chronische Wunden wie Ulzera Cruris, Diabetische Fußulzerationen oder Dekubitus,
- traumatische Wunden (z. B. Skin tears) und chirurgische Wunden.
- trockene Wunden in Kombination mit Gelen
- Prophylaxe postoperativer Blasenbildung und Dekubitus (als zusätzliche Maßnahme zum Versorgungsstandard)^{5,6}


Referenzen:

1. Feili, F. A laboratory evaluation of the fluid management capacities of absorbent foam dressings. Poster presentation at the European Wound Management Association Conference, Vienna, Austria, 2012. 2. Woo, K., Coutts, P.M., Price, P., Harding, K., Sibbald, R.G. A randomised crossover investigation of pain at dressing change comparing two foam dressings *Advances in Skin and Wound Care* 2009;22(7):304-310. 3. Meaume S. et al. A study to compare a new self-adherent soft silicone dressing with a self-adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. *Ostomy Wound Management*, 2003. 4. Curtis K, Bennett P, Heywood E, Marshall L. Peripherally inserted central catheter cushioning: a pilot study comparing gauze with silicone foam. *Clinical Journal of Oncology Nursing* 2015; 19(3):253-256, 2015. 5. Santamaria, N., Gerditz, M., Kapp, S., Wilson, L., Gefen, A. A randomised controlled trial of the clinical effectiveness of multi-layer silicone foam dressings for the prevention of pressure injuries in high-risk aged care residents: The Border III Trial. *International Wound Journal* 2018 DOI: 10.1111/iwj.12891. 6. Kalowes, P., Messina, V., Li, M. Five-layered soft silicone foam dressing to prevent pressure ulcers in the intensive care unit. *American Journal of Critical Care* 2016;25(6):e108-e119. 7. Mölnlycke Health Care data on file report LIMS 20190121-007 (T-1091, Absorption Capacity; T-1099, Joint strength; T-1068, Fluid handling capacity). 8. Mölnlycke Health Care laboratory report 2016-0241. Data on file. 2016. 2018. 9. T-1083 Waterproofness, Mölnlycke Health Care lab report. 20180613-001.

Beispiele für Anwendungsgebiete



Dekubitus Gesäß



Produktaufbau von Mepilex Border Sacrum / Heel

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.



Bestellinformationen

Home Care & Klinik

Art.-Nr.	Größe	Größe Wundkissen	PZN/Packung	Stück/Packung	Stück/Karton
Mepilex Border Sacrum					
28 20 60	16 x 20 cm	120 cm²	17 87 14 66	5	25
28 24 60	22 x 25 cm	240 cm²	17 87 14 72	5	25
Mepilex Border Heel					
28 27 10	22 x 23 cm	189 cm²	12 49 60 93	10	30

Steril – einzeln verpackt