



Selbsthaftender, antimikrobieller Schaumverband mit Silber

Mepilex Border Ag ist ein abdeckender, selbsthaftender, effektiv absorbierender Kompletverband für oberflächliche Wunden, der über eine antimikrobielle Wirkung durch Silbersulfat verfügt.

Aktuelle Informationen zur Erstattungsfähigkeit finden Sie unter www.mölnlycke.de/unsere-expertise/verbandmitteldefinition



Beispiele für Anwendungsgebiete



Infiziertes Ulkus cruris venosum



Dekubitus an der Ferse

Mepilex® Border Sacrum Ag Spezialform für den Sakralbereich



Vorteile

- lang anhaltende bis 7 Tage antimikrobielle Wirkung^{1,2}
- Studien haben gezeigt, dass chirurgische Wunden, die mit Mepilex Border Ag behandelt wurden, geringere SSI Raten (71,4%) aufwiesen als die Kontrollgruppe³

Anwendungsgebiete

- mäßig bis stark exsudierende Wunden
- traumatische Wunden, z. B. Verbrennungen 2. Grades und chirurgische Wunden
- chronische Wunden, z.B. Ulzera Cruris, Diabetische Fußulzerationen, Dekubitus oder Tumorwunden

Mepilex Border Ag kann bei infizierten Wunden als Teil eines Behandlungskonzeptes unter Aufsicht von medizinischem Fachpersonal angewendet werden.

Bestellinformationen

Home Care & Klinik

Art.-Nr.	Größe	Größe Wundkissen	PZN/ Packung	Stück/ Packung	Stück/ Karton
39 52 60	7 x 7,5 cm	4 x 4,5 cm	01 41 04 38	5	70
39 53 60	10 x 12,5 cm	6,5 x 8,5 cm	01 41 69 49	5	50
39 54 60	15 x 17,5 cm	11 x 13 cm	01 41 69 78	5	35
39 56 60	17 x 20 cm	12 x 16 cm	01 43 22 91	5	40
39 58 00	10 x 20 cm	6 x 16 cm	06 13 03 99	5	35
39 57 00	10 x 25 cm	5 x 20 cm	06 13 04 07	5	35
39 59 00	10 x 30 cm	5 x 25 cm	06 13 04 13	5	25
Mepilex Border Sacrum Ag					
38 20 00	18 x 18 cm	120 cm²	06 13 04 36	5	40
38 22 00	20 x 20 cm	162 cm²	06 13 04 42	5	40
38 24 00	23 x 23 cm	239 cm²	06 13 04 59	5	25
Steril – einzeln verpackt					

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.



Referenzen:

1. Mölnlycke Health Care. NAMS reference 10C_39972.01. (Modified) ISO 20743:2007 Determination of antibacterial activity of antibacterial finished products. Data on file, 2010.
2. Mölnlycke Health Care. NAMS reference 09C_29253.01, 09C_29252.01, 09C_29253.02. ASTM E2149-01 Determining the antimicrobial activity of immobilized antimicrobial agents under dynamic contact conditions. Data on file, 2009.
3. Zurcher S, Krapfl L, Burds A. Reducing postoperative surgical site infections in coronary artery bypass graft patients. Poster presentation at the 45th Annual Conference of the Wound Ostomy and Continence Nurses Society, Seattle, WA, US 2013.
4. Mölnlycke Health Care, Data on File