

# Cuticell® Classic

## Die verklebungsarme Salbenkompressen mit Paraffin

### Produkt

Cuticell® Classic ist die wirtschaftliche Alternative in der klassischen Versorgung exsudierender Wunden. Die sterile Salbenkompressen ist mit Weichparaffin imprägniert, um ein Verkleben mit der Wunde weitgehend zu verhindern und einen atraumatischen Verbandwechsel zu gewährleisten. Cuticell® Classic ist latexfrei, luft- und sekretdurchlässig und gewährleistet Wundruhe. Die Imprägnierung unterstützt darüber hinaus das feuchte Wundmilieu.

Cuticell® Classic besteht aus offen gewebter Baumwollgaze, die mit Weichparaffin imprägniert ist.



### Anwendung

Cuticell® Classic eignet sich zur klassischen Behandlung exsudierender Wunden, wie z. B.:

- Verbrennungen 1. und 2. Grades
- Risswunden und Abschürfungen
- Ulcus cruris
- Hauttransplantate und Spalthautentnahmestellen

### Anwendungsdauer

Kurzfristig, einen bis mehrere Tag(e) abhängig vom Wundzustand



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Bestell-Nr.	Abmessung	Inhalt (Stk.)	BE/VE	PZN
7253801	5 x 5 cm	50	1/12	04979073
7253800	5 x 5 cm	5	1/120	04979067
7253803	10 x 10 cm	100	1/6	04979104
7253802	10 x 10 cm	10	1/60	04979096
7253804	10 x 40 cm	10	1/30	04979110