

Cutimed® Sorbion® Sachet S

Starkes Exsudatmanagement mit kontinuierlicher Wundbettreinigung

Produkt

Cutimed® Sorbion® Sachet S ist ein superabsorbierender Wundverband zur Versorgung von mäßig bis übermäßig stark exsudierende Wunden.

Die hydrokinetische Fasermatrix mit integrierten stark wasserspeichernden Polymeren (Superabsorbent) schafft ein feuchtes Wundmilieu, absorbiert hohe Mengen an Wundexsudat und schließt es sicher im Produktkern ein. Auf diese Weise kann das Risiko von Mazerationen reduziert und der Heilungsprozess optimal unterstützt werden.

Durch die hohe Exsudataufnahmekapazität und die hohe Retentionsleistung von Cutimed® Sorbion® Sachet S sind weniger Verbandwechsel notwendig, sodass eine heilungsfördernde Wundruhe geboten sowie der Behandlungsaufwand reduziert werden kann. Zusätzlich sorgt der Expansionsrand für einen breitflächigen Wundkontakt.

Cutimed® Sorbion® Sachet S besteht aus einem superabsorbierenden Kern und ist von einem ultraschallversiegelten Polypropylenvlies umhüllt. Das Produkt ist frei von pharmakologischen Wirkstoffen.

Vorteile

- sehr hohe Exsudataufnahmekapazität und Retentionsleistung
- sicherer Einschluss von Exsudat – auch unter Kompression
- Schaffung eines feuchten Wundmilieus
- kontinuierliche Wundbettreinigung
- Reduktion der Geruchsbelastung



LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt



Anwendung

- mäßig bis übermäßig stark exsudierende Wunden
- chronische Wunden, wie z. B. Ulcus cruris verschiedener Genese, diabetisches Ulcus, Dekubitus
- sekundär heilende Wunden verschiedener Genese
- exulzierende Karzinome und ähnliche sezernierende Wunden
- auch unter Kompressionstherapie anwendbar

Verbandwechsel

Abhängig vom Patienten und der Wundsituation, spätestens jedoch nach 7 Tagen

Bestell-Nr.	Abmessung	Inhalt (Stk.)	BE/VE	PZN
7323240	7,5 x 7,5 cm	12	1/62	11361310
7323241	7,5 x 7,5 cm	24	1/34	11361327
7323242	7,5 x 7,5 cm	48	1/33	11361333
7323243	5 x 12 cm	12	1/62	11361356
7323244	10 x 10 cm	12	1/62	11361362
7323245	10 x 10 cm	24	1/34	11361379
7323246	10 x 10 cm	48	1/18	11361385
7323247	10 x 20 cm	12	1/34	11361391
7323248	10 x 20 cm	24	1/23	11361416
7323249	10 x 20 cm	48	1/10	11361422
7323250	15 x 15 cm	12	1/36	11361439
7323251	15 x 15 cm	24	1/12	11361445
7323252	20 x 20 cm	12	1/22	11361451
7323253	20 x 20 cm	24	1/14	11361468
7323254	20 x 20 cm	48	1/6	11361474
7323255	20 x 30 cm	12	1/17	11361505
7323256	20 x 30 cm	24	1/10	11361511
7323257	20 x 30 cm	48	1/6	11361528