

Elastomull®

Die elastische Fixierbinde mit hohem Baumwollanteil

Produkt

Eine Fixierbinde sollte zuverlässig, rutschfest und faltenfrei sitzen und dem Patienten die Bewegungsfreiheit weitgehend erhalten. Elastomull® erfüllt diese Anforderungen. Elastomull® fixiert zuverlässig, rutschfest und flexibel, gewährleistet hohen Tragekomfort und gute Hautverträglichkeit und ermöglicht ein schnelles Anlegen.

Elastomull® ist eine elastische Fixierbinde. Der hohe Baumwollanteil und die leichte, luftige Webstruktur verleihen Elastomull® angenehme Trageigenschaften (gute Atmungsaktivität, Schwitzen und Hautjucken werden vermieden) und gewährleisten eine besonders gute Hautverträglichkeit.

Elastomull® besteht aus 42% Baumwolle, 29% Viskose und 29% Polyamid.

Anwendung

Elastomull® eignet sich zur Fixierung von Wundauflagen, insbesondere an viel bewegten und konischen Körperteilen, sowie an Gelenken.



LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Bestell-Nr.	Abmessung	BE/VE	PZN
in Polypropylen			
0209400	4 m x 4 cm	20/560	01698528
0209500	4 m x 6 cm	20/360	01698534
0209600	4 m x 8 cm	20/300	01698540
0209700	4 m x 10 cm	20/240	01698557
0209800	4 m x 12 cm	20/180	01698563
Anstaltspackungen ohne Polypropylen			
0209900	4 m x 4 cm	20/560	03486173
0210000	4 m x 6 cm	20/360	03486196
0210100	4 m x 8 cm	20/300	03486204
0210200	4 m x 10 cm	20/240	03486210
0210300	4 m x 12 cm	20/180	03486227
4525000	4 m x 4 cm	50/250	00633780
4525100	4 m x 6 cm	100/400	03497610
4525200	4 m x 8 cm	100/300	03497627
4525300	4 m x 10 cm	50/250	03497633
Länge gedehnt			