

Elastomull® haft

Die selbsthaftende, elastische Fixierbinde

Produkt

An Gelenken oder beim Fixieren von Castschiennen geraten herkömmliche Fixierbinden leicht ins Rutschen. Nicht so Elastomull® haft. Elastomull® haft ist eine elastische Kohäsivbinde, die mit einem latexfreien, synthetischen Polymer beschichtet ist. Die einzelnen Wickellagen haften dadurch besonders sicher aufeinander – dies ergibt einen ausgezeichneten, faltenfreien Sitz bei schneller Applikation.

Durch die besondere Webtechnik und gekräuselten Polyamidfäden besitzt Elastomull® haft eine ausgezeichnete Elastizität, die auch bei längerem Tragen erhalten bleibt.

Elastomull® haft besteht aus 40% Baumwolle, 30% Viskose und 30% Polyamid.

Anwendung

- zur Fixierung von Wundauflagen an allen Körperteilen, besonders an Gelenken
- zur Fixierung von Castschiennen etc.
- als leichter Stützverband, z. B. nach Gips- oder Tapeabnahme



LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Bestell-Nr.	Abmessung	BE/VE	PZN
Einzelbinde lose im Karton			
4547000	4 m x 4 cm	10/160	02507039
4547100	4 m x 6 cm	10/120	02507045
4547200	4 m x 8 cm	10/240	02507051
4547300	4 m x 10 cm	10/240	02507068
4547400	4 m x 12 cm	10/120	02507074
Anstaltspackung			
4547500	20 m x 4 cm	1/24	02507080
4547600	20 m x 6 cm	1/24	02507097
4547700	20 m x 8 cm	1/24	02507105
4547800	20 m x 10 cm	1/24	02507111
4547900	20 m x 12 cm	1/24	02507128
4724600	20 m x 6 cm	6/24	06618451
4724900	20 m x 8 cm	6/24	06618468
4730300	20 m x 10 cm	6/24	06618474
Länge gedehnt			