

Elastomull® haft color

Die auf sich selbst haftende, elastische, latexfreie Fixierbinde

Produkt

An Gelenken oder beim Fixieren von Castschieben geraten herkömmliche Fixierbinden leicht ins Rutschen. Nicht so Elastomull® haft color. Die elastische Kohäsivbinde ist mit einem synthetischen latexfreien Polymer beschichtet. Dadurch haften die einzelnen Wickellagen besonders sicher aufeinander. Dies ergibt einen ausgezeichneten, faltenfreien Sitz bei schneller Applikation. Dehnung und Rückstellkraft werden durch den Färbeprozess nicht verändert.

Elastomull® haft color besteht aus 40% Baumwolle, 30% Viskose, 30% Polyamid und unbedenklichen Farbstoffen.

Anwendung

- zur Fixierung von Wundauflagen, besonders an Gelenken
- zum Fixieren von Castschielen
- als leichter Stützverband, z. B. nach Gips- oder Tapeabnahme



LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

| Bestell-Nr. | Abmessung | BE/VE | PZN |
|---------------|--------------|--------|----------|
| blau | | | |
| 7220703 | 4 m x 6 cm | 10/120 | 03393187 |
| 7220704 | 4 m x 8 cm | 10/240 | 03393193 |
| 7220705 | 4 m x 10 cm | 10/240 | 03393201 |
| 4537100 | 20 m x 6 cm | 1/24 | 01412549 |
| 4537200 | 20 m x 8 cm | 1/24 | 01412555 |
| 4537300 | 20 m x 10 cm | 1/24 | 01412561 |
| rot | | | |
| 4537400 | 20 m x 6 cm | 1/24 | 01412578 |
| 4537500 | 20 m x 8 cm | 1/24 | 01412584 |
| 4537600 | 20 m x 10 cm | 1/24 | 01412590 |
| Länge gedehnt | | | |