

Fixomull® stretch

Die vollflächige Verbandfixierung aus querelastischem Polyestervlies

Produkt

Verbände anlegen und fixieren erfordert höchste Anpassungsfähigkeit und Flexibilität im OP, auf der Station und in der ambulanten Versorgung. Mit Fixomull® stretch können insbesondere großflächige Verbände einfach und schnell fixiert werden. Durch den bedarfsgerechten Zuschnitt ist die Methode material- und kostensparend.

Fixomull® stretch ist durch seine Querelastizität anschmiegsam und passt sich auch stark konturierter Körperpartien gut an. Abschnürungen, Stauungen und Durchblutungsstörungen werden verhindert. Fixomull® stretch verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft und gute Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit. Es beugt Kontaminationen vor, wird auch von hautempfindlichen Patienten ausgezeichnet vertragen und ist einfach und vielfältig einsetzbar. Fixomull® stretch ist besonders wirtschaftlich in der 20-Meter-Großrolle.

Fixomull® stretch besteht aus einem Polyestervlies, beschichtet mit Polyacrylatkleber.



Anwendung

- zur vollflächigen Fixierung von Wundauflagen, insbesondere an Gelenken, bewegten und konturierten Körperpartien
- zur sicheren Befestigung von Sonden, Kathetern, Messelementen und Instrumenten



LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Bestell-Nr.	Abmessung	BE/VE	PZN
Kleinpackung mit geschnittenem Abdeckpapier			
7002200	2 m x 10 cm	1/12	08441442
0203300	2 m x 15 cm	1/12	04539500
Praxispackung mit geschnittenem Abdeckpapier			
0908400	10 m x 5 cm	1/24	04539517
0908500	10 m x 10 cm	1/24	04539523
0908600	10 m x 15 cm	1/24	04539546
0908700	10 m x 20 cm	1/24	04539552
0908800	10 m x 30 cm	1/24	04539569
Großpackung mit ungeschnittenem Abdeckpapier			
4737500	20 m x 10 cm	1/12	04919272
4737600	20 m x 15 cm	1/12	04919289
4737700	20 m x 20 cm	1/12	04919295