

Fixomull® skin sensitive



Die vollflächige Verbandfixierung für besonders empfindliche Haut

Produkt

Fixomull® skin sensitive dient der besonders schonenden vollflächigen Fixierung für Patienten mit empfindlicher und geschädigter Haut. Dank des sanft haftenden Silikonaustrages ist selbst sehr empfindliche Haut wie Babyhaut, Altershaut, Pergamenthaut, Cortisonhaut oder durch häufige Fixierung beanspruchte Haut sicher versorgt. Neben einem sicheren Halt kann ein atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel gewährleistet werden, wodurch Hautschädigungen vorgebeugt werden können. Darüber hinaus lässt sich Fixomull® skin sensitive mehrfach repositionieren ohne an Klebkraft zu verlieren oder Kleberückstände auf der Haut zu hinterlassen.

Fixomull® skin sensitive ist sehr flexibel und querelastisch dehnbar, weshalb es sich an konturierten Körperstellen hervorragend anschmiegt und einen hohen Tragekomfort bietet. Der bedarfsgerechte Zuschnitt ermöglicht eine einfache und schnelle Applikation. Zudem verfügt es über wasserdampfdurchlässige Materialien, wodurch das Risiko von Mazerationen reduziert wird.

Mit Fixomull® skin sensitive wird die Haut optimal geschont und eine erfolgreiche Therapie unterstützt.

Fixomull® skin sensitive besteht aus einem weichen Polyestervlies, beschichtet mit einem Silikonaustrag.



Anwendung

- zur vollflächigen Fixierung von Wundauflagen
- als zusätzliche Fixierung von Sonden, Schläuchen, Messelementen und Instrumenten



LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Bestell-Nr.	Abmessung	BE/VE	PZN
Kleinpackung mit geschnittenem Abdeckpapier			
7996504	2 m x 10 cm	1/12	15190880
Anstaltspackung mit geschnittenem Abdeckpapier			
7996501	5 m x 5 cm	1/24	15190928
7996502	5 m x 10 cm	1/12	15190934
7996503	5 m x 15 cm	1/12	15190940