

# Gazofix® / Gazofix® color

## Die elastische, selbsthaftende Fixierbinde – dünn gewebt mit festem Zug

### Produkt

Gazofix® ist eine selbsthaftende, elastische Fixierbinde mit Mehrfachnutzen. Mit latexfreier Polymerbeschichtung und hohem Baumwollanteil erfüllt sie alle Anforderungen an eine klassische Fixierbinde.

Gazofix® hat darüber hinaus einen festen Zug mit ausgeprägtem Stützeffekt, ist zudem dünn gewebt und trägt kaum auf. Sie kann daher auch hervorragend als Unterzug eingesetzt werden, z. B. als textile Basis unter Tapeverbänden.

Aufgrund der guten selbsthaftenden Eigenschaften haften die einzelnen Bindentouren zuverlässig aufeinander.

Gazofix® und Gazofix® color bestehen aus 40% Baumwolle und 60% Polyamid.

### Anwendung

Gazofix® und Gazofix® color sind universell einsetzbar

- als Stützverband bei Verstauchungen oder Verrenkungen
- als hautfreundlicher Unterzug bei funktionellen Verbänden
- zum Fixieren von Verbänden, Schienen etc.
- als schützender Überzug bei Gipsverbänden, Zink-Gel-Verbänden und funktionellen Verbänden
- zur Befestigung von Polstermaterial



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Bestell-Nr.	Abmessung	BE/VE	PZN
<b>Gazofix® – hautfarben</b>			
0293501	4 m x 4 cm	10/280	11587787
0293601	4 m x 6 cm	10/280	11587793
0293701	4 m x 8 cm	10/140	11587801
0293801	4 m x 10 cm	10/140	11587818
0293901	4 m x 12 cm	10/140	11587824
<b>Gazofix® – Anstaltspackung, hautfarben</b>			
4664001	20 m x 4 cm	1/24	11587830
4664101	20 m x 6 cm	1/24	11587847
4664201	20 m x 8 cm	1/24	11587853
4664301	20 m x 10 cm	1/24	11587876
4664401	20 m x 12 cm	1/24	11587882
<b>Gazofix® color – Anstaltspackung, blau</b>			
4732801	20 m x 6 cm	1/24	11587600
7604701	20 m x 6 cm	6/24	11587623
4732901	20 m x 8 cm	1/24	11587617
7604801	20 m x 8 cm	6/24	11587646
<b>Gazofix® color – Anstaltspackung, gelb</b>			
4733101	20 m x 6 cm	1/24	11587652
7604901	20 m x 6 cm	6/24	11587681
4733201	20 m x 8 cm	1/24	11587669
7605001	20 m x 8 cm	6/24	11587698
<b>Gazofix® color – Anstaltspackung, grün</b>			
4733401	20 m x 6 cm	1/24	11587706
7999300	20 m x 6 cm	6/24	12540569
4733501	20 m x 8 cm	1/24	11587735
7999301	20 m x 8 cm	6/24	12540575
<b>Gazofix® color – Anstaltspackung, pink</b>			
4733701	20 m x 6 cm	1/24	11587741
7605101	20 m x 6 cm	6/24	11587764
4733801	20 m x 8 cm	1/24	11587758
7605201	20 m x 8 cm	6/24	11587770
Länge gedehnt			