

Gelostretch®

Die längs- und querdehbare Zink-Gel-Binde

Produkt

Gelostretch® ist eine längs- und querdehbare Zink-Gel-Binde, die das kontinuierliche Anmodellieren des Verbandes auch an kritischen Stellen bei schwierigen anatomischen Übergängen ermöglicht. Durch die dehnbaren Eigenschaften der Gelostretch® kann die Bandage, solange sie noch nicht ausgehärtet ist, auch beim Anschwellen des Beines nachgeben und einen Kompressionsdruck ausüben. Gelostretch® besteht aus einem Zink-Gel auf Zellosebasis, das auf einen Träger aus 76% Viskose und 24% Baumwolle aufgebracht ist.



Anwendung

Gelostretch® eignet sich für Kompressionsverbände bei phlebologischen Indikationen, wie z. B.:

- chronischer venöser Insuffizienz (einschließlich Ulcus cruris venosum und Phlebödem)
- Thrombophlebitis
- Phlebothrombose

sowie für Stütz- und Entlastungsverbände bei Erkrankungen des Band- und Halteapparates, wie z. B.:

- Distorsionen
- Luxationen
- Tendovaginitis
- zur Weiterbehandlung nach Gipsversorgungen
- zum Abbau von posttraumatischen Ödemen

Anwendungsdauer

Unter Berücksichtigung empfohlener Wechselintervalle einige Tage bis mehrere Wochen



LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Bestell-Nr.	Abmessung	BE/VE	PZN
Einzelbinde in Faltschachtel			
4529200	5 m x 10 cm	1/16	04525780
4504300	7 m x 8 cm	1/20	04850439
4529300	7 m x 10 cm	1/20	04525797
4529400	10 m x 10 cm	1/20	04525805
Einzelbinden lose im Karton			
4529500	5 m x 10 cm	10/40	04525811
4529100	7 m x 8 cm	10/40	04850422
4529600	7 m x 10 cm	10/40	04525828
4529700	10 m x 10 cm	10/40	04525834
Länge gedehnt			