

Leukoplast®

Das starke Pflaster für die normal empfindliche Haut

Produkt

Rollenpflaster sollten möglichst individuell auf den Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt sein. Leukoplast® ist immer dann zu empfehlen, wenn die Fixierung ganz besonders sicher kleben muss.

Leukoplast® ist ein wasserabweisendes, hautfarbenes Fixierpflaster mit wasserabweisender Oberfläche für normal empfindliche Haut. Es ist außergewöhnlich zugfest und weist eine hohe Sofort- und Dauerklebkraft auf. Leukoplast® haftet auch bei starker Belastung fest und sicher und ist luft- und wasserdampfdurchlässig.

Leukoplast® besteht aus einem Träger mit wasserabweisender Oberfläche aus Zellwolle (Viskose), beschichtet mit Kautschuk-Harz-Kleber.

Anwendung

- Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe
- für Streckverbände

Der innovative Materialmix der antimikrobiellen Leukoplast®-Spulen kann das Risiko von potenziellen Infektionsquellen reduzieren. Durch die pH-Wert-Absenkung bildet sich ein Milieu in dem pathogene Keime zerstört werden. Das ist aktive Infektionsprävention für Anwender und Patienten.



Unser Beitrag: Leukoplast® Antimikrobielle Spule

Mehr als 99,9%
MRSA-Reduktion
auf den Spulen
in 6 Stunden!*

Keine
Resistenzen-
bildung
bekannt

Dauerhaft
antimikrobieller
Effekt



*Laboruntersuchungen, durchgeführt von SGS Germany GmbH im Auftrag von BSN Medical GmbH, 2016, data on file



 Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.

Enthält Kolophonium

Bestell-Nr.	Abmessung	BE/VE	PZN
Im Schutzring			
0152100	5,0 m x 1,25 cm	24/240	00625987
0152200	5,0 m x 2,50 cm	12/120	00625993
0152400	5,0 m x 5,00 cm	6/60	00626001
Im Schutzring mit Eurolasche			
0152101	5,0 m x 1,25 cm	12/120	00396096
0152202	5,0 m x 2,50 cm	12/120	00396104
Anstaltspackung ohne Schutzring			
0153100	5,0 m x 1,25 cm	24/240	04593474
0153200	5,0 m x 2,50 cm	12/120	04593480
0153400	5,0 m x 5,00 cm	6/60	04593497
0153600	9,2 m x 1,25 cm	24/240	04593505
0153700	9,2 m x 2,50 cm	12/120	04593511
0153900	9,2 m x 5,00 cm	6/60	04593528