

# Leukoplast® soft

## Der Wundschnellverband für die empfindliche Haut

### Produkt

Die professionelle Marke, die alles abdeckt: Leukoplast® ist auch bei Wundschnellverbänden die erste Wahl.

Leukoplast® soft ist ein besonders hautfreundlicher Wundschnellverband für empfindliche Haut. Das Trägermaterial ist besonders anschmiegsam und passt sich den Körperkonturen an. Leukoplast® soft bietet einen hohen Tragekomfort.

Leukoplast® soft besteht aus einem Vliesträger mit Vlieswundaufgabe, die nicht mit der Wunde verklebt. Für die Leukoplast® soft Meterware, die Leukoplast® soft Strips und die Leukoplast® soft Injektionspflaster wird eine latexfreie Rezeptur verwendet.

### Anwendung

Zur schnellen Versorgung von Schrammen, Schürfwunden sowie kleineren Schnitt- und Stichverletzungen



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

| Bestell-Nr.               | Abmessung    | Inhalt (Stk.) | BE/VE | PZN      |
|---------------------------|--------------|---------------|-------|----------|
| <b>Meterware</b>          |              |               |       |          |
| 7929700                   | 5 m x 4 cm   | 1             | 1/28  | 13838383 |
| 7929701                   | 5 m x 6 cm   | 1             | 1/20  | 13838408 |
| 7929702                   | 5 m x 8 cm   | 1             | 1/16  | 13838414 |
| <b>Strips</b>             |              |               |       |          |
| 7929703                   | 7,2 x 1,9 cm | 100           | 1/36  | 13838420 |
| 7929704                   | 7,2 x 2,8 cm | 100           | 1/36  | 13838437 |
| <b>Injektionspflaster</b> |              |               |       |          |
| 7929705                   | 4 x 1,9 cm   | 100           | 1/36  | 13838443 |