

# Leukotape® classic

## Die unelastische Klebebinde für funktionelle Verbände mit hoher Klebkraft

### Produkt

Die funktionelle Verbandstechnik mit unelastischen Pflastermaterialien kommt in vielen Bereichen der Prävention, Therapie und Rehabilitation von Verletzungen am Bewegungsapparat zum Einsatz.

Leukotape® classic verfügt über eine hohe Klebkraft und ist wasserabweisend. Es ist besonders zugfest und unelastisch.

Die Kanten von Leukotape® classic haben einen Zackschnitt. Mit einem kurzem Ruck lässt sich das Material sowohl in Quer- als auch in Längsrichtung leicht einreißen. Das ermöglicht zügiges Arbeiten ohne Schere. Leukotape® classic hat ergonomisch abgerundete Kanten am Spulenkern, die ein gutes Abrollen ermöglichen.

Leukotape® classic besteht aus wasserabweisendem Baumwollgewebe, beschichtet mit einer Zinkoxid-Kautschuk-Klebmasse.



### Anwendung

- für funktionelle Verbände zur Behandlung und Vorbeugung von Verletzungen von Muskeln, Bändern und Gelenken.
- starre Gelenkimmobilisierung
- Sportverletzungen (Zerrungen und Verstauchungen)

### Anwendungsdauer

Kurzzeitig bis zu mehreren Tagen



 Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.

Enthält Kolophonium

Bestell-Nr.	Farbe	Abmessung	BE/VE	PZN
Einzelrolle in Faltschachtel				
0220400	weiß	10 m x 2,00 cm	5/105	00499695
0220600	weiß	10 m x 3,75 cm	5/90	00499726
0220700	weiß	10 m x 5,00 cm	5/45	00499732
7618500	blau	10 m x 3,75 cm	5/90	00669453
7618700	rot	10 m x 3,75 cm	5/90	00669476
7618800	gelb	10 m x 3,75 cm	5/90	00669499
7618600	grün	10 m x 3,75 cm	5/90	00669482
0238000	schwarz	10 m x 3,75 cm	5/90	00885949
Einzelrolle lose im Karton				
0119100	weiß	10 m x 2,00 cm	12/72	00499755
0220500	weiß	10 m x 3,75 cm	12/120	00499749
0931800	blau	10 m x 3,75 cm	12/120	00669507
0931700	rot	10 m x 3,75 cm	12/120	00669513
0926300	gelb	10 m x 3,75 cm	12/120	00669536
0931900	grün	10 m x 3,75 cm	12/120	00669542
0238100	schwarz	10 m x 3,75 cm	12/48	00886162