


Katheter

KONTICUR® | Silikon-Ballonkatheter mit Nelatonspitze



Produkteigenschaften

- » Material: 100% Silikon
- » Nelatonspitze
- » Katheterlänge: 40 cm
- » 2 gegenüberliegende Augen
- » Röntgenkontraststreifen in Schaft und Spitze
- » 2-lumiger Schaft mit Drainageansatz
- » Integrierter Blockungsballon mit 5-15 ml Füllvolumen
- » Rückschlagventil mit Ansatz zum Befüllen des Ballons
- » Farbcodierte Größen erhältlich in CH12 bis CH22
- » zur Langzeitdrainage geeignet
- » Steril und latexfrei, einzeln verpackt
- » Liegedauer bis zu 4 Wochen

PZN	Artikelname	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
12659454	KONTICUR Silikon Ballonkatheter Nelaton CH 12	KSK12	15.25.15.6178	1
12659460	KONTICUR Silikon Ballonkatheter Nelaton CH 14	KSK14	15.25.15.6178	1
12659477	KONTICUR Silikon Ballonkatheter Nelaton CH 16	KSK16	15.25.15.6178	1
12659483	KONTICUR Silikon Ballonkatheter Nelaton CH 18	KSK18	15.25.15.6178	1
12659508	KONTICUR Silikon Ballonkatheter Nelaton CH 20	KSK20	15.25.15.6178	1
12659514	KONTICUR Silikon Ballonkatheter Nelaton CH 22	KSK22	15.25.15.6178	1

Zubehör

KONTICUR® | Bettbeutelaufhängung KBA



Produkteigenschaften

- Die Kunststoffaufhängung ist mit einem flexiblen Doppelbügel und runden Dornen zur Aufhängung des Beutels an den vorgestanzten Ösen ausgestattet.
- Eine Führungsöse dient als Knickschutz für den Schlauch. Die Halterung passt zu allen gängigen Bettbeuteln und ist zur mehrmaligen Verwendung ausgelegt.

PZN	Artikelname	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
12465738	KONTICUR Bettbeutelaufhängung	KBA	15.99.99.0010	1