

# Bettbeutel

KONTICUR® | Bettbeutel 2000 ml mit Tropfkammer steril



## Produkteigenschaften

- » Schlauch 120 cm mit Schiebeklemme und Lakenklemme
- » Volumen 2000 ml
- » Transparente und belüftete Tropfkammer
- » Rücklaufsperr
- » Probenentnahme am Stufenkegel
- » Bakteriendichter Belüftungsfilter zum Druckausgleich
- » Antirefluxventil
- » T-Ablasshahn mit Einstecklasche um Kontamination zu vermeiden
- » Befestigung des Beutels mit Kunststoffbügel oder Kordel
- » Einzeln steril verpackt
- » Tragedauer: bis zu 14 Tage
- » Innen profilierter Schlauch zum Schutz vor Abknicken

PZN	Artikelname	Schlauch	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
12465661	KONTICUR Bettbeutel U8 2000ml mit Tropfkammer steril	120 cm	KU8	15.25.07.0070	1

# Bein-/Bettbeutel

KONTICUR® | Bein- / Bettbeutel 1000 ml mit Tropfkammer steril -30cm



## Produkteigenschaften

- » Volumen: 1000 ml
- » Bakteriendichter Belüftungsfilter
- » Belüftete Tropfkammer mit Rücklaufsperr
- » T-Ablasshahn mit Einstecklasche
- » Schlauchlänge 30 cm (nicht kürzbar)
- » Vlies-Rückseite
- » Stufenkonnektor mit Schutzkappe
- » Kordel zur Befestigung
- » Einzeln steril verpackt
- » Tragedauer: bis zu 14 Tagen

PZN	Artikelname	Schlauch	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
12465709	KONTICUR Bein-/Bettbeutel 1000ml mit Tropfkammer steril	30 cm	KBB1000-30s	15.25.07.1015	1