


# Bein-/Bettbeutel

KONTICUR® | Bein- / Bettbeutel 1000 ml mit Tropfkammer steril -60cm



## Produkteigenschaften

- » Volumen: 1000 ml
- » Bakteriendichter Belüftungsfilter
- » Belüftete Tropfkammer mit Rücklaufsperr
- » T-Ablasshahn mit Einstecklasche
- » Schlauchlänge 60 cm (nicht kürzbar)
- » Vlies-Rückseite
- » Stufenkonnektor mit Schutzkappe
- » Kordel zur Befestigung
- » Einzeln steril verpackt
- » Tragedauer: bis zu 14 Tagen

PZN	Artikelname	Schlauch	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
12465715	KONTICUR Bein-/Bettbeutel 1000ml mit Tropfkammer steril	60 cm	KBB1000-60s	15.25.07.1016	1

# Bein-/Bettbeutel

KONTICUR® | Bein- / Bettbeutel 1000 ml mit Tropfkammer steril -90cm



## Produkteigenschaften

- » Volumen: 1000 ml
- » Bakteriendichter Belüftungsfilter
- » Belüftete Tropfkammer mit Rücklaufsperr
- » T-Ablasshahn mit Einstecklasche
- » Schlauchlänge 90 cm (nicht kürzbar)
- » Vlies-Rückseite
- » Stufenkonnektor mit Schutzkappe
- » Kordel zur Befestigung
- » Einzeln steril verpackt
- » Tragedauer: bis zu 14 Tagen

PZN	Artikelname	Schlauch	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
12465721	KONTICUR Bein-/Bettbeutel 1000ml mit Tropfkammer steril	90 cm	KBB1000-90s	15.25.07.1017	1