


# Bettbeutel

KONTICUR® | Bettbeutel 2000 ml unsteril mit Ablauf



## Produkteigenschaften

- » Volumen: 2.000 ml
- » Schlauchlänge: 130 cm
- » Rücklaufsperr
- » T-Ablasshahn
- » Stufenkonnektor mit Schutzkappe
- » Latexfrei
- » Tragedauer: bis zu 3 Tage

PZN	Artikelname	Schlauch	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
13828002	KONTICUR Bettbeutel 2000ml mit Ablauf unsteril	130 cm	KB2001mA	15.25.06.1059	10

# Bettbeutel

KONTICUR® | Bettbeutel 2000 ml mit Ablauf steril



## Produkteigenschaften

- » Volumen: 2.000 ml
- » Schlauchlänge: 110 cm
- » Rücklaufsperr
- » T-Ablasshahn
- » Stufenkonnektor mit Schutzkappe
- » Latexfrei
- » Tragedauer: bis zu 3 Tage

PZN	Artikelname	Schlauch	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
13828019	KONTICUR Bettbeutel 2000ml mit Ablauf steril	110 cm	KB2001s	15.25.06.3047	1