

Beinbeutel

KONTICUR® | Beinbeutel steril 500 / 750 ml



Produkteigenschaften

- » 1 Kammerbeutel mit 500 ml Fassungsvermögen
- » 3 Kammerbeutel mit 750 ml Fassungsvermögen
- » Schlauchlänge: 10 cm und 50 cm (nicht kürzbar)
- » Stufenkonnektor mit Schutzkappe
- » Rücklaufsperre
- » Latexfrei
- » T-Ablasshahn bei 500 ml mit Einstecklasche
- » Beflockte Vliesrückseite
- » Silikonschlauch am Ablasshahn zur Konnektion eines Nachtbeutels
- » Einzeln steril verpackt
- » Tragedauer: bis zu 3 Tage

PZN	Artikelname	Schlauch	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
12465603	KONTICUR Beinbeutel 750ml steril	10 cm	KBB750-10s	15.25.05.3110	1
12465626	KONTICUR Beinbeutel 750ml steril	50 cm	KBB750-50s	15.25.05.3111	1
12465589	KONTICUR Beinbeutel 500ml steril	10 cm	KBB500-10s	15.25.05.3113	1
12465595	KONTICUR Beinbeutel 500ml steril	50 cm	KBB500-50s	15.25.05.3112	1

Bettbeutel

KONTICUR® | Bettbeutel 2000 ml unsteril ohne Ablauf



Produkteigenschaften

- » Volumen: 2.000 ml
- » Schlauchlänge: 90 cm
- » Ohne Ablasshahn
- » Mit Rücklaufsperre
- » Stufenkonnektor mit Schutzkappe
- » Latexfrei
- » Tragezeit: einmaliger Gebrauch

PZN	Artikelname	Schlauch	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
13827994	KONTICUR Bettbeutel 2000ml ohne Ablauf unsteril	90 cm	KB20010A	15.25.06.0031	10

