



Produkteigenschaften

Das Beinbeutelklettband besteht aus Nylon, Polyester und Elasthan. Es ist 68 cm lang sowie 5 cm breit. Für eine individuelle Anpassung an den Beinumfang kann das Klettband in der Länge gekürzt werden. Um einen Beinbeutel am Oberschenkel fixieren zu

können, werden ein oder zwei Bänder benötigt. Es ist für den mehrmaligen Gebrauch konzipiert und kann gewaschen werden (Handwäsche 30°C, nicht in den Trockner geben und nicht bügeln).

PZN	Artikelname	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
15735434	KONTICUR Beinbeutelklettband	KBK	15.99.99.0008	1

Art.-Nr.	PZN	Himi-Nr.	Seite
K104008	10099270	15.25.14.5073	17
K104010	10099287	15.25.14.5073	17
K104012	10099293	15.25.14.5073	17
K104014	10099301	15.25.14.5073	17
K104016	10099318	15.25.14.5073	17
K104018	10099324	15.25.14.5073	17
K204010	10099614	15.25.14.8041	18
K204012	10099620	15.25.14.8041	18
K204014	10099637	15.25.14.8041	18
K204016	10099643	15.25.14.8041	18
K302010	16755143	15.25.14.5005	16
K302012	16755166	15.25.14.5005	16
K302014	16755172	15.25.14.5005	16
K302016	16755060	15.25.14.5005	16
K302018	18253888	15.25.14.5005	16
K402010	10099502	15.25.14.7061	19
K402012	10099519	15.25.14.7061	19
K402014	10099525	15.25.14.7061	19
K402016	10099531	15.25.14.7061	19
K404010	10099554	15.25.14.7060	19
K404012	10099560	15.25.14.7060	19
K404014	10099577	15.25.14.7060	19
K404016	10099583	15.25.14.7060	19
KB2001mA	13828002	15.25.06.1059	10
KB2001oA	13827994	15.25.06.0031	9
KB2001s	13828019	15.25.06.3047	11
KBA	12465738	15.99.99.0010	21
KBB1000-30s	12465709	15.25.07.1015	13
KBB1000-60s	12465715	15.25.07.1016	14

Art.-Nr.	PZN	Himi-Nr.	Seite
KBB1000-90s	12465721	15.25.07.1017	15
KBB500-10s	12465589	15.25.05.3113	8
KBB500-50s	12465595	15.25.05.3112	8
KBB500-60	12465566	15.25.05.1144	7
KBB750-10s	12465603	15.25.05.3110	8
KBB750-50s	12465626	15.25.05.3111	8
KBB750-60	12465572	15.25.05.1145	7
KBK	15735434	15.99.99.0008	22
KSK12	12659454	15.25.15.6178	20
KSK14	12659460	15.25.15.6178	20
KSK16	12659477	15.25.15.6178	20
KSK18	12659483	15.25.15.6178	20
KSK20	12659508	15.25.15.6178	20
KSK22	12659514	15.25.15.6178	20
KU8	12465661	15.25.07.0070	12
KUK24	12659253	15.25.04.7033	4
KUK28	12659276	15.25.04.7033	4
KUK31	12659282	15.25.04.7033	4
KUK35	12659299	15.25.04.7033	4
KUL24	12659394	15.25.04.7034	6
KUL28	12659402	15.25.04.7034	6
KUL31	12659419	15.25.04.7034	6
KUL35	12659431	15.25.04.7034	6
KUS24	12659313	15.25.04.7032	5
KUS28	12659336	15.25.04.7032	5
KUS31	12659342	15.25.04.7032	5
KUS35	12659359	15.25.04.7032	5