


Katheter

KONTICUR® | Silikon-Ballonkatheter mit Nelatonspitze



Produkteigenschaften

- » Material: 100% Silikon
- » Nelatonspitze
- » Katheterlänge: 40 cm
- » 2 gegenüberliegende Augen
- » Röntgenkontraststreifen in Schaft und Spitze
- » 2-lumiger Schaft mit Drainageansatz
- » Integrierter Blockungsballon mit 5-15 ml Füllvolumen
- » Rückschlagventil mit Ansatz zum Befüllen des Ballons
- » Farbcodierte Größen erhältlich in CH12 bis CH22
- » zur Langzeitdrainage geeignet
- » Steril und latexfrei, einzeln verpackt
- » Liegedauer bis zu 4 Wochen

PZN	Artikelname	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
12659454	KONTICUR Silikon Ballonkatheter Nelaton CH 12	KSK12	15.25.15.6178	1
12659460	KONTICUR Silikon Ballonkatheter Nelaton CH 14	KSK14	15.25.15.6178	1
12659477	KONTICUR Silikon Ballonkatheter Nelaton CH 16	KSK16	15.25.15.6178	1
12659483	KONTICUR Silikon Ballonkatheter Nelaton CH 18	KSK18	15.25.15.6178	1
12659508	KONTICUR Silikon Ballonkatheter Nelaton CH 20	KSK20	15.25.15.6178	1
12659514	KONTICUR Silikon Ballonkatheter Nelaton CH 22	KSK22	15.25.15.6178	1

Zubehör

KONTICUR® | Bettbeutelauflösung KBA



Produkteigenschaften

Die Kunststoffauflösung ist mit einem flexiblen Doppelbügel und runden Dornen zur Aufhängung des Beutels an den vorgestanzten Ösen ausgestattet.

Eine Führungsöse dient als Knickschutz für den Schlauch. Die Halterung passt zu allen gängigen Bettbeuteln und ist zur mehrmaligen Verwendung ausgelegt.

PZN	Artikelname	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
12465738	KONTICUR Bettbeutelauflösung	KBA	15.99.99.0010	1