

Katheter

KONTICUR® | Einmalkatheter Kath G+



Produkteigenschaften

- » Gelschleuse zur besseren Gleitfähigkeit mit gleichzeitiger Keimbarriere
- » Graduierung zur Kontrolle der Urinmenge
- » Aufhängevorrichtung
- » Polierte Augen
- » Katheter-Stopper verhindert ein Rausrutschen des Katheters aus dem Urinauffangbeutel
- » DHEP frei
- » Beutelvolumen von 1,5 Liter und Lasche zum Entleeren des Urinbeutels

PZN	Artikelname	Länge	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
10099614	KONTICUR Kath G+ M CH 10	40cm + Beutel	K204010	15.25.14.8041	25
10099620	KONTICUR Kath G+ M CH 12	40cm + Beutel	K204012	15.25.14.8041	25
10099637	KONTICUR Kath G+ M CH 14	40cm + Beutel	K204014	15.25.14.8041	25
10099643	KONTICUR Kath G+ M CH 16	40cm + Beutel	K204016	15.25.14.8041	25

Katheter

KONTICUR® | Einmalkatheter Kath H+



Produkteigenschaften

- » Polierte Augen
- » Befestigungshilfe
- » Hydrophile Beschichtung
- » Integriertes Flüssigkeitssachet
- » Einführhilfe (bei Kath H+ M)
- » DHEP frei

PZN	Artikelname	Länge	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
10099502	KONTICUR Kath H+ F CH 10	20cm	K402010	15.25.14.7061	25
10099519	KONTICUR Kath H+ F CH 12	20cm	K402012	15.25.14.7061	25
10099525	KONTICUR Kath H+ F CH 14	20cm	K402014	15.25.14.7061	25
10099531	KONTICUR Kath H+ F CH 16	20cm	K402016	15.25.14.7061	25
10099554	KONTICUR Kath H+ M CH 10	40cm	K404010	15.25.14.7060	25
10099560	KONTICUR Kath H+ M CH 12	40cm	K404012	15.25.14.7060	25
10099577	KONTICUR Kath H+ M CH 14	40cm	K404014	15.25.14.7060	25
10099583	KONTICUR Kath H+ M CH 16	40cm	K404016	15.25.14.7060	25