

# Urinalkondom

KONTICUR® | Urinalkondom standard mit verlängerter Klebefläche



## Produkteigenschaften

- » Aus 100% Silikon
- » Transparentes Material zur Kontrolle der Hautbeschaffenheit
- » Hautfreundlicher Kleber für eine produktspezifische Tragedauer
- » Knickschutz am Schaft verhindert Rückstau des Urins
- » 4 Größen gewährleisten optimalen Halt und individuelle Versorgung
- » Tragezeit: nach Empfehlung des MDK 1 Tag
- » Klebefläche 60 mm

PZN	Artikelname	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
12659394	KONTICUR Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, lang, Größe Ø 24 mm	KUL24	15.25.04.7034	30
12659402	KONTICUR Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, lang, Größe Ø 28 mm	KUL28	15.25.04.7034	30
12659419	KONTICUR Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, lang, Größe Ø 31 mm	KUL31	15.25.04.7034	30
12659431	KONTICUR Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, lang, Größe Ø 35 mm	KUL35	15.25.04.7034	30

# Beinbeutel

KONTICUR® | Beinbeutel unsteril 500 / 750 ml



## Produkteigenschaften

- » 1-Kammerbeutel mit 500 ml Fassungsvermögen
- » 3-Kammerbeutel mit 750 ml Fassungsvermögen
- » Schlauchlänge: 60 cm kürzbar
- » Stufenkonnektor mit Schutzkappe
- » Rücklauf Sperre
- » Latexfrei
- » T-Ablasshahn bei 500 ml mit Einstecklasche
- » Beflockte Vliesrückseite
- » Silikonschlauch am Ablasshahn für Konnektion des Bettbeutels
- » Tragedauer: bis zu 3 Tage

PZN	Artikelname	Schlauch	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
12465566	KONTICUR Beinbeutel 500ml unsteril	60 cm kürzbar	KBB500-60	15.25.05.1144	10
12465572	KONTICUR Beinbeutel 750ml unsteril	60 cm kürzbar	KBB750-60	15.25.05.1145	5