

# Katheterstopfen

steril oder unsteril

---

## Produktinformation

---



### MEDIZINPRODUKT Klasse I oder Is

Katheterstopfen für den kurzfristigen Verschluss des Drainage-Ansatzes von UROSID®  
Blasenkathetern

Nicht einzusetzen

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Materialzusammensetzung	Katheterstopfen	PP
Steril	Ethylenoxid (EO)	
Haltbarkeit	5 Jahre	
Lagerung	-15°C bis +49°C, trocken und lichtgeschützt	
Einmalprodukt		
Nicht wiederverwendbar		
Frei von Naturkautschuklatex		
DEHP- und PHT-frei		

**BESTELLINFORMATION**

REF	PZN	Sterilität	VE [ST]
647010-A	00206581	Steril (EO)	50
647010-U	00206575	Unsteril	100

**HERSTELLERINFORMATION**

Well Lead Medical Co.,Ltd.  
C-4 Jinhui Industrial Estate, Hualong  
511434 Panyu, Guangzhou  
People's Republic of China