


## UROSID® Latex Ballonkatheter

Transurethraler Blasenkatheter, Latex, zweilumig, steril

### Produktinformation



#### MEDIZINPRODUKT Klasse IIb

Der Blasenkatheter UROSID® Latex ist ein zweilumiger, transurethraler Blasenkatheter aus silikonisiertem Naturkautschuklatex mit Nelaton-Spitze.

Er ist sowohl für die passive Entleerung als auch für die retrograde Füllung/ Drainage der Harnblase geeignet, farbcodiert und mit handelsüblichen Verlängerungen sowie allen ASID BONZ Urinbeuteln zu verwenden

Das Ventil des Füllkanals verfügt über einen Luer-Spritzenansatz

Verweildauer max. 14 Tage, der Anweisung durch den behandelnden Arzt unterliegend

Nicht einzusetzen bei

- akuten Entzündung der Harnwege (Urethritis, Prostatitis, Epididymitis)
- Verdacht auf Trauma der Harnwege
- bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

Materialzusammensetzung	Katheter Ballon Katheterspitze Konnektor	Naturkautschuklatex, silikonisiert Naturkautschuklatex Naturkautschuklatex, silikonisiert Polyvinylchlorid (PVC) oder Gummi
Steril	Ethylenoxid	(EO)
Haltbarkeit	5 Jahre	
Lagerung	-15°C bis +49°C, trocken und lichtgeschützt	
Einmalprodukt		
Nicht wiederverwendbar		

**BESTELLINFORMATION**

REF	PZN	Größe [CH]	Länge [cm]	Ballon- Volumen [ml]	Ventil	Farbe	VE [ST]
662012	00181622	12	40	5-10	PVC	Weiß	10
662014	00181639	14	40	5-10	PVC	Grün	10
662016	00181645	16	40	5-10	PVC	Orange	10
662018	00181651	18	40	5-10	PVC	Rot	10
662020	00181668	20	40	5-10	PVC	Gelb	10
662022	00181674	22	40	5-10	PVC	Lila	10
662024	00181800	24	40	5-10	PVC	Blau	10
662026	00181912	26	40	5-10	PVC	Pink	10
662212	04041450	12	40	5-10	Gummi	Weiß	10
662214	04041467	14	40	5-10	Gummi	Grün	10
662216	04041527	16	40	5-10	Gummi	Orange	10
662218	04041533	18	40	5-10	Gummi	Rot	10
662220	04041556	20	40	5-10	Gummi	Gelb	10
662222	04041562	22	40	5-10	Gummi	Lila	10
662224	04041585	24	40	5-10	Gummi	Blau	10
662226	04041591	26	40	5-10	Gummi	Pink	10

**HERSTELLERINFORMATION**

Well Lead Medical Co.,Ltd.  
C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong  
511434 Panyu, Guangzhou  
People's Republic of China