

UROSID® Beinbeutel

Einkammer Beinbeutel, steril

Produktinformation



MEDIZINPRODUKT Klasse Is

Einkammer-Beinbeutel mit Universal-Stufenkonnektor, Rückflusssperre (NRV) und Kreuzventil zum Auffangen ausgeleiteten Urins aus Blasenkathetern
Vliesbeschichtete Rückseite für mehr Tragekomfort
Schlauch individuell kürzbar
Zusätzlicher Universal-Stufenkonnektor enthalten

Halteband zur Befestigung am Bein (3 verschiedene Varianten) separat erhältlich

Nicht einzusetzen

- Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien

PRODUKTBESCHREIBUNG

Materialzusammensetzung	Beinbeutel Schlauch Kreuzventil	Polyvinylchlorid (PVC) PVC PE, HDPE, LDPE
Steril	Ethylenoxid	
Haltbarkeit	5 Jahre	
Lagerung	+5°C bis +30°C, trocken und lichtgeschützt	
Einmalprodukt		
Nicht wiederverwendbar		
Frei von Naturkautschuklatex		

BESTELLINFORMATION

REF	PZN	Volumen [ml]	Schlauchlänge [cm]	VE [ST]
691770	03029725	750	50	20

HERSTELLERINFORMATION

CONOD Medical Co., Limited
No. 11 Hongfeng Road, Baimao Industrial Park, Guli Town
215532 Changshu City, Jiangsu Province
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Passend dazu:

HALTEBÄNDER für UROSID® Beinbeutel

Haltebänder zur Befestigung von UROSID® Beinbeutel am Bein
Verschluss: Velcro
Varianten „Komfort“ und „Standard“ mit Silikon auf der Innenseite für besseren Halt

Haltbarkeit 5 Jahre
Einmalprodukt
Nicht wiederverwendbar
Frei von Naturkautschuklatex

Lagerung:
Komfort +10°C bis +45°C, trocken und lichtgeschützt
Standard und Universal 0°C bis +30°C, trocken und lichtgeschützt



Komfort



Standard



Universal

BESTELLINFORMATION

REF	PZN	Name	Größe	Länge x Breite [cm]	Merkmal	VE [ST]
856001	03079054	Komfort	S (klein)	40 x 5	Einzel	10
856002	03079226	Komfort	M (medium)	50 x 5	Einzel	10
856003	03079255	Komfort	L (groß)	60 x 5	Einzel	10
856006	06090949	Universal	Universal	63 x 2,5 63 x 3,5	Paarweise	10
856008	06478205	Standard	Universal	53 x 2,5	Paarweise	10

HERSTELLERINFORMATION

REF 856001 - 856003
YASCO ENTERPRISE CORP.
No.179-52, Da Kang Lang Da Li Village,
Pu Zi City, Chiayi County, Taiwan
REPUBLIC OF CHINA

REF 856006 + 856008
CONOD Medical Co., Limited
No. 11 Hongfeng Road, Baimao Industrial Park, Guli Town
215532 Changshu City, Jiangsu Province
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA