

CARE FLOW UB 750 + 750US sterile/unsterile Beinbeutelssysteme für den mobilen Anwender



1-Kammer-Beinbeutel, 750 ml

- ✓ Die Beinbeutel mit 10 cm und 30 cm Schlauchlänge werden komfortabel am Oberschenkel fixiert.
- ✓ Dem Beinbeutel mit 50 cm Schlauchlänge ist in der Verpackung jeweils ein weiterer Stufenkonnektor beigelegt. Dies ermöglicht es, den Schlauch individuell zu kürzen.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus den Systemen. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.

Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität
750 ml	10 cm	04/01/750/10/GHC	06718862	steril
750 ml	30 cm	04/01/750/30/GHC	09772046	steril
750 ml	50 cm	04/01/750/50/GHC	06718879	steril

Verpackungseinheit: 10 cm: 75 Stück 30 cm: 60 Stück, 50 cm: 50 Stück

Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität
750 ml	10 cm	04/01/750US/10/GHC	01972716	unsteril
750 ml	30 cm	04/01/750US/30/GHC	12341427	unsteril
750 ml	50 cm	04/01/750US/50/GHC	00226543	unsteril

Verpackungseinheit: 10 cm: 120 Stück 30 cm: 100 Stück, 50 cm: 100 Stück, Unterverpackung: jeweils 10 Stück



HMN: 15.25.05.3071 (Art.-Nr. 04/01/750)
HMN: 15.25.05.1096 (Art.-Nr. 04/01/750US)



Stufenkonnektor
Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Doghouse
Eine auf dem Beutel aufgebrachte belüftete Rückstecklasche gewährleistet eine sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.



Vliesbeschichtung
Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißaufsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



Ablasshahn
Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Verschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Verpackung: steril / unsteril

Halterungen für Beinbeutel Seite 53-57.

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW UB 750F + UB 750UF sterile/unsterile Beinbeutelssystem für den mobilen Anwender, mit Kippventil



1-Kammer-Beinbeutel, 750 ml

- ✓ Besonders Anwender mit einer eingeschränkten Handmotorik oder mit reduzierter Kraft können sicher und hygienisch den Beinbeutel mittels unseres neu entwickelten **Kippventils** entleeren.
- ✓ Dem Beinbeutel mit 50 cm Schlauchlänge ist in der Verpackung jeweils ein weiterer Stufenkonnektor beigelegt. Dies ermöglicht es, den Schlauch individuell zu kürzen.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus dem Beuteln. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.

Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität
750 ml	50 cm	04/01/750F/50/GHC	12371500	steril

Verpackungseinheit: 50 Stück

Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität
750 ml	50 cm	04/01/750UF/50/GHC	12371517	unsteril

Verpackungseinheit: 100 Stück
Unterverpackung: jeweils 10 Stück



HMN: 15.25.05.3071 (Art.-Nr. 04/01/750F)
HMN: 15.25.05.1096 (Art.-Nr. 04/01/750UF)



Stufenkonnektor
Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Doghouse
Eine auf dem Beutel aufgebrachte belüftete Rückstecklasche gewährleistet eine sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.



Vliesbeschichtung
Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißaufsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



Ablassventil
Das ergonomisch geformte, flache **Kippventil** vom Ablassschlauch lässt sich einfach und intuitiv bedienen. Um den Beinbeutel zu entleeren kippen Sie das Ablassventil um 180° nach unten.

Verpackung: steril / unsteril

Halterungen für Beinbeutel Seite 53-57.

Abbildungen können vom Original abweichen