



Einmalbeutel, 1.500 und 2.000 ml

- ✓ Die Beutel sind mit einem universellen Stufenkonnektor ausgestattet, so dass die Beutel an alle gängigen Katheter angeschlossen werden können.
- ✓ Die Produkte sind zum Einmalgebrauch ausgelegt.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus den Beuteln, so dass der Gefahr aufsteigender Infektionen wirksam vorgebeugt wird (außer beim SB 1500USo).
- ✓ Für die Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen benutzen Sie den unten abgebildeten Zwillingshalter.



Produkt	Volumen	Schlauchlänge	Refluxventil	Artikelnummer	PZN	HMN
UB 2000USo	2.000 ml	90 cm	ja	04/07/2000/90/GHC	08845501	15.25.06.0024
UB 1500USo	1.500 ml	90 cm	ja	04/07/1500/90/01	16839791	15.25.06.0034
SB 1500USo	1.500 ml	90 cm	nein	04/07/1500/90/00	16839785	-

UB 2000USo: **Verpackungseinheit:** 150 Stück, **Verpackung:** nicht steril **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück
UB 1500USo: **Verpackungseinheit:** 200 Stück, **Verpackung:** nicht steril **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück
SB 1500USo: **Verpackungseinheit:** 200 Stück, **Verpackung:** nicht steril **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück

Halterung für UB 2000USo, UB 1500USo, SB 1500USo

- ✓ Bettbeutelhalterung aus Kunststoff mit Zwillingshalter. Ausgestattet mit zwei Dornen zur Aufnahme der Einmalbettbeutel an ihren vorgestanzten Ösen.



Artikelnummer	PZN
04/99/BHL/PVC/GHC	06718951

Verpackungseinheit: 100 Stück **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück
Verpackung: nicht steril



Drainagesystem, 1.000 ml

- ✓ Geschlossenes Urindrainagesystem.
- ✓ Die bakterien- und flüssigkeitsdichten BelüftungsfILTER sorgen für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage in den Systemen erzielt.
- ✓ Eine Rückstecklasche garantiert eine sichere und hygienische Positionierung des Ablasshahns.
- ✓ T-Ablasshahn.
- ✓ Urinentnahmestelle.
- ✓ Übersichtliche Skalierung.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	HMN
1.000 ml	30 cm	04/03/1000/30/GHC	06718885	15.25.07.1012
1.000 ml	60 cm	04/03/1000/60/GHC	06718891	15.25.07.1013
1.000 ml	90 cm	04/03/1000/90/GHC	06718916	15.25.07.1014



Stufenkonnektor
Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Vliesbeschichtung
Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



Tropfkammer
Ein Rücklaufventil unterteilt die Tropfkammer und verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin. Somit wird hochwirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



Ablasshahn
Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Verschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Verpackungseinheit: 30 Stück
Verpackung: steril

Halterungen für Beinbeutel Seite 53-57.