

CARE FLOW UB 750 + 750US sterile/unsterile Beinbeutelsysteme für den mobilen Anwender



1-Kammer-Beinbeutel, 750 ml

- ✓ Die Beinbeutel mit 10 cm und 30 cm Schlauchlänge werden komfortabel am Oberschenkel fixiert.
- ✓ Dem Beinbeutel mit 50 cm Schlauchlänge ist in der Verpackung jeweils ein weiterer Stufenkonnektor beigelegt. Dies ermöglicht es, den Schlauch individuell zu kürzen.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus den Systemen. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.

| Volumen | Schlauchlänge | Artikelnummer | PZN | Sterilität |
|---------|---------------|------------------|----------|------------|
| 750 ml | 10 cm | 04/01/750/10/GHC | 06718862 | steril |
| 750 ml | 30 cm | 04/01/750/30/GHC | 09772046 | steril |
| 750 ml | 50 cm | 04/01/750/50/GHC | 06718879 | steril |

Verpackungseinheit: 10 cm: 75 Stück 30 cm: 60 Stück, 50 cm: 50 Stück

| Volumen | Schlauchlänge | Artikelnummer | PZN | Sterilität |
|---------|---------------|--------------------|----------|------------|
| 750 ml | 10 cm | 04/01/750US/10/GHC | 01972716 | unsteril |
| 750 ml | 30 cm | 04/01/750US/30/GHC | 12341427 | unsteril |
| 750 ml | 50 cm | 04/01/750US/50/GHC | 00226543 | unsteril |

Verpackungseinheit: 10 cm: 120 Stück 30 cm: 100 Stück, 50 cm: 100 Stück, Unterverpackung: jeweils 10 Stück



HMN: 15.25.05.3071
(Art.-Nr. 04/01/750)

HMN: 15.25.05.1096
(Art.-Nr. 04/01/750US)

50



Stufenkonnektor

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Doghouse

Eine auf dem Beutel aufgebrachte belüftete Rückstecklasche gewährleistet eine sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.



Vliesbeschichtung

Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißaufsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



Ablasshahn

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Verschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Verpackung: steril / unsteril

Halterungen für Beinbeutel Seite 53-57.

Abbildungen können vom Original abweichen