

Liegenauflagen

gefaltet und laminiert


Produktinformation



wasserdicht



fadenverstärkt



BEDARFSGEGENSTAND

Liegenauflage aus Zellstoff, laminiert mit einer PE-Schicht zum Schutz der Oberfläche während Untersuchungen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Materialzusammensetzung

REF 712010-712030 Liegenauflagen, wasserdicht:

Zellstoff, 1-lagig, chlorfrei (24 GSM) (ZS)

Polyethylen (12,5 GSM) (PE)

REF 712040-712060 Liegenauflagen, wasserdicht und fadenverstärkt:

Zellstoff, 1-lagig (22 GSM) (ZS)

Polyethylen (16 GSM) (PE)

Faden, Baumwolle (90%), Dacron (10%) (Co, PET)

Unsteril

Haltbarkeit

3 Jahre

Einmalprodukt

Nicht wiederverwendbar

Frei von Naturkautschuklatex

DEHP- und PHT-frei

BESTELLINFORMATION

REF	PZN	Länge x Breite [cm]	Merkmal	VE [ST]
712010	05036089	80 x 180	Wasserdicht	100
712020	05036095	80 x 210	Wasserdicht	100
712030	01802374	100 x 200	Wasserdicht	100
712040	10069978	80 x 180	Wasserdicht und fadenverstärkt	100
712050	09758299	80 x 210	Wasserdicht und fadenverstärkt	100
712060	10069984	100 x 200	Wasserdicht und fadenverstärkt	100

HERSTELLERINFORMATION

REF 712010-712030: Liegenauflagen, wasserdicht:

Finess Healthcare Group Co., Ltd
No. 1503 A1 Block, No. 203 Lantian Road
315000 Ningbo
P.R. CHINA

REF 712040-712060: Liegenauflagen, wasserdicht und fadenverstärkt:

Changzhou Hongtai Paper Film Co. Ltd
No. 39, Qianyang Industrial Park of Qishuyan
Changzhou City 213000,
Jiangsu Province
P.R. CHINA