

Sauerstoffmaske

Hohe O₂-Konzentration, unsteril

Produktinformation



MEDIZINPRODUKT Klasse IIa

Sauerstoffmaske mit Reservoir für die Zufuhr konzentrierten Sauerstoffs (hohe Konzentration) über Mund und Nase zur Unterstützung der Atmung
Sicherheitschlauch mit Sternlumen und Standard-Konnektor zum Anschluss an eine Sauerstoffquelle mit Flussraten von 10-15 L/min

Nicht einzusetzen

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien

PRODUKTBESCHREIBUNG

Materialzusammensetzung	Maske	Polyvinylchlorid	(PVC)
	Konnektor	HDPE/ LDPE	
	Reservoir-Beutel	Polyvinylchlorid	(PVC)
	Fixierband	Polyethylenterephthalat, Elasthan	
	Clip	Aluminium	(Al)
	Sicherheitschlauch	Polyvinylchlorid	(PVC)

Unsteril

Haltbarkeit

Lagerung

Einmalprodukt

Nicht wiederverwendbar

Frei von Naturkautschuklatex

PHT- und DEHP-haltig

5 Jahre

-15°C bis +49°C, trocken und lichtgeschützt

BESTELLINFORMATION

REF	PZN	Größe	Schlauchlänge [cm]	VE [ST]
820245	03498489	Kinder	213	25
820240	03072193	Erwachsen	213	50

HERSTELLERINFORMATION

Well Lead Medical Co., Ltd.
C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong
511434 Panyu, Guangzhou
P.R. CHINA