

# Sauerstoffmaske

Mittlere O<sub>2</sub>-Konzentration, unsteril

## Produktinformation



### MEDIZINPRODUKT Klasse IIa

Sauerstoffmaske für die Zufuhr konzentrierten Sauerstoffs (mittlere Konzentration) über Mund und Nase zur Unterstützung der Atmung

Sicherheitsschlauch mit Sternlumen und Standard-Konnektor zum Anschluss an eine Sauerstoffquelle mit Flussraten von 5-10 L/min

Für REF 820220 ist der Sicherheitsschlauch separat erhältlich

Nicht einzusetzen

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien

### PRODUKTBESCHREIBUNG

|                              |                                             |                                    |       |
|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| Materialzusammensetzung      | Maske                                       | Polyvinylchlorid                   | (PVC) |
|                              | Konnektor                                   | Polyvinylchlorid                   | (PVC) |
|                              | Fixierband                                  | Polyethylentherephthalat, Elasthan |       |
|                              |                                             | (PET, EL)                          |       |
|                              | Clip                                        | Aluminium                          | (Al)  |
|                              | Sicherheitsschlauch                         | Polyvinylchlorid                   | (PVC) |
| Unsteril                     |                                             |                                    |       |
| Haltbarkeit                  | 5 Jahre                                     |                                    |       |
| Lagerung                     | -15°C bis +49°C, trocken und lichtgeschützt |                                    |       |
| Einmalprodukt                |                                             |                                    |       |
| Nicht wiederverwendbar       |                                             |                                    |       |
| Frei von Naturkautschuklatex |                                             |                                    |       |
| PHT- und DEHP-haltig         |                                             |                                    |       |

**BESTELLINFORMATION**

| REF    | PZN      | Größe      | Schlauchlänge<br>[cm] | VE<br>[ST] |
|--------|----------|------------|-----------------------|------------|
| 820110 | 03072164 | Kinder     | 213                   | 50         |
| 820210 | 03072170 | Erwachsene | 213                   | 50         |
| 820220 | 03072187 | Erwachsene | separat erhältlich    | 50         |

**HERSTELLERINFORMATION**

Well Lead Medical Co., Ltd.  
C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong  
511434 Panyu, Guangzhou  
P.R. CHINA