


ENDOSID®

Endotracheal-Tubus, steril

Produktinformation



MEDIZINPRODUKT Klasse IIa

Vorgebogener Endotracheal-Tubus (Magill) mit Cuff (Blockmanschette) zur Sicherung der Atemwege im Bereich der Anästhesie und Notfallmedizin in oraler und nasaler Anwendung
Universal-Konnektor am oberen Ende zum Anschluss an ein Beatmungsgerät oder einen Beatmungsbeutel

Nicht einzusetzen

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien
- in Kombination mit erdölbasierten Gleitmitteln

Nicht geeignet für

- den Einsatz im MRT

PRODUKTBESCHREIBUNG

| | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|
| Materialzusammensetzung | Tubus | Polyvinylchlorid, klar (PVC) |
| | Cuff | Polyvinylchlorid (PVC) |
| | Universal-Konnektor | Polypropylen (PP) |
| | Inflations-Ballon | Polyvinylchlorid (PVC) |
| | Ventil Inflations-Ballon | RPVC, PP, ABS, Edelstahl |
| | Röntgenkontraststreifen | Bariumsulfat (BaSo ₄) |
| Steril | Ethylenoxid | (EO) |
| Haltbarkeit | 5 Jahre | |
| Lagerung | -15°C bis +49°C, trocken und lichtgeschützt | |

Einmalprodukt
Nicht wiederverwendbar
Nicht resterilisierbar
Frei von Naturkautschuklatex
PHT- und DEHP-haltig
Universal-Konnektor
Röntgenkontraststreifen
Inflations-Ballon
Doppel-Ringmarkierung
Längengraduierung

15 mm
Durchgängig
Blau, Luer-Konnektor

BESTELLINFORMATION

| REF | PZN | Ø Innen Durchmesser [mm] | Ø Außen Durchmesser [mm] | VE [ST] |
|--------|----------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| 840030 | 07217748 | 3,0 | 4,2 | 10 |
| 840035 | 07217671 | 3,5 | 4,9 | 10 |
| 840040 | 07217665 | 4,0 | 5,5 | 10 |
| 840045 | 07217659 | 4,5 | 6,2 | 10 |
| 840050 | 07217636 | 5,0 | 6,9 | 10 |
| 840055 | 07217524 | 5,5 | 7,5 | 10 |
| 840060 | 07217501 | 6,0 | 8,2 | 10 |
| 840065 | 07217493 | 6,5 | 8,8 | 10 |
| 840070 | 07217487 | 7,0 | 9,6 | 10 |
| 840075 | 07217470 | 7,5 | 10,2 | 10 |
| 840080 | 07217464 | 8,0 | 10,9 | 10 |
| 840085 | 07217458 | 8,5 | 11,5 | 10 |
| 840090 | 07217441 | 9,0 | 12,1 | 10 |
| 840095 | 07217369 | 9,5 | 12,7 | 10 |

HERSTELLERINFORMATION

Well Lead Medical Co., Ltd.
C-4 Jinhua Industrial Estate, Hualong
511434 Panyu, Guangzhou
P.R. CHINA