



IH 60 Inhalator


**german
engineering**

**compressed
air technology**

Verneblung von flüssigen Medikamenten mittels Kompressor-Drucklufttechnologie


**lithium-ion
battery**

Wiederaufladbar, mit Lithium-Ionen-Akku


**super
silent**

Flüsterleise, klein und leicht

Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege

Zur Anwendung bei Erkältung, Asthma,

Atemwegserkrankungen, etc.

- für schnelle und effektive Inhalation

Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln

Hohe Verneblungsleistung (ca. 0,25 ml/min)

- kurze Inhalationszeit

Zubehör:

Vernebler, Mundstück, Nasenstück, Erwachsenenmaske,

Kindermaske, Druckluftschlauch, Netzadapter mit

Mikro-USB-Kabel, Filter, Aufbewahrungstasche und Tragetasche

Desinfektionsfähig

Arbeitsdruck: ca. 0,25-0,5 bar

Medizinprodukt

Li-Ionen Akku: 2570 mAh; 3,7 V

Netzbetrieb:

Eingang: 100-240 V~; 50-60 Hz; 0,5 A

Ausgang: 5 V $\square\square\square$ 2 A

Produktmaße (LxBxH): 110 x 62 x 47 mm

Produktgewicht: ca. 222 g

5 Jahre Garantie

PZN: 13911163

VE: 3 / Transportkarton: 4 x 3

EAN-Nr.: 4211125 60206 2

Art.-Nr.: 602.06

