


ZENTRALVENÖSER ZUGANG Ambix Intrastick® Safe



Sicherheits-Portkanülsysteme zur stanzarmen Punktion von Portmembranen mit Schutz vor Stich-, Schnitt- und Kratzverletzungen

- Sicherheits-Portkanülsystem mit 3-fachem, regidem Teleskopauszug, (Abb. 1) TRBA 250-konform
- Kanüle rastet irreversibel, hör- und fühlbar ein, Berührung der rundum gesicherten Kanüle bei sachgemäßer Handhabung ausgeschlossen
- Zur Hochdruckapplikation zugelassen***
- Spezieller Löffelschliff ermöglicht ein stanzarmes Einstechen
- Flacher Griff ermöglicht hohen Tragekomfort; der integrierte Faltenbalg erlaubt eine Zugentlastung auf die Kanüle
- Sicherung der Portkanülenposition durch integriertes Klebeadhäsiv
- Nadelfreies Konnektionsventil K-Zero® öffnet automatisch bei Konnektion und schließt nach Diskonnektion (Abb. 2)
- 20-cm-Verlängerungsleitung aus PUR



Artikel	VE*	Art.-Nr.	PZN	Größe (G)	Länge (mm)	Flussrate** (ml/s)	Farbcode
Ambix Intrastick® Safe	5	8081211	05853983	19	14	5	○
Ambix Intrastick® Safe	5	8081221	05854020	19	17	5	○
Ambix Intrastick® Safe	5	8081231	05854037	19	20	5	○
Ambix Intrastick® Safe	5	M20830015	18747538	19	24	5	○
Ambix Intrastick® Safe	5	8081241	05854043	19	27	5	○
Ambix Intrastick® Safe	5	8081251	05854066	20	10	4	●
Ambix Intrastick® Safe	5	8081261	05854095	20	14	4	●
Ambix Intrastick® Safe	5	8081271	05854126	20	17	4	●
Ambix Intrastick® Safe	5	8081281	05854155	20	20	4	●
Ambix Intrastick® Safe	5	M20830010	18747521	20	24	4	●
Ambix Intrastick® Safe	5	8081291	05853902	20	27	4	●
Ambix Intrastick® Safe	5	8081301	05853919	22	14	1.5	●
Ambix Intrastick® Safe	5	8081311	05853925	22	17	1.5	●
Ambix Intrastick® Safe	5	8081321	05853948	22	20	1.5	●
Ambix Intrastick® Safe	5	M20830020	18747544	22	24	1.5	●
Ambix Intrastick® Safe	5	8081331	05853960	22	27	1.5	●

* Verpackungseinheit; ** Gemäß Verordnung (EC)1907/2006 (REACH) weniger als 0,1% w/w DEHP

*** Messbedingungen: Hochdruckapplikation: 21 bar / ~ 300 psi, Röntgenkontrastmittel: 12.6 mPa · s, 37°;

Füllvolumen: 0.7 ml, CT: Alle Ambix Intrastick® Varianten sind zur Hochdruckapplikation geeignet, Flussraten: siehe Flussrate Flussrate

latexfrei
PVCfrei
DEHPfrei**