

## ENTERALE ÜBERLEITGERÄTE | ZUBEHÖR

# Zubehör - Enterale Überleitgeräte



### Verlängerung für Überleitgeräte

- Für die Verlängerung aller enteralen Überleitgeräte
- Länge 100 cm
- Schlauchklemme
- ENFit™-Konnektionsansatz männlich zur Verbindung mit dem enteralen Überleitgerät
- ENFit™-Konnektionsansatz weiblich zur Verbindung mit der Ernährungssonde



### Aufhängebeutel für Weithalsflaschen

- Für die Nutzung von Weithalsflaschen in Kombination mit den enteralen Überleitgeräten mit VarioLine-Adapter (Schwerkraftapplikation und Applikation via Ernährungspumpe)
- Material: PE
- Mit vorgestanzter Aufhängevorrichtung
- Zusätzlich kompatibel zu den Trinkflaschen von Fresenius Kabi Deutschland
- Je Beutel: 30 Stück für die monatlich benötigte Menge (außerklinische Patientenversorgung)

Artikel	VE*	Art.-Nr.	PZN	Ansatz	HiMi.-Nr.
Verlängerung für Überleitgeräte	30	7755693	11177440	ENFit™	03.36.06.5016
Aufhängebeutel für Weithalsflaschen	30	7981499	18166416	-	-

\* Verpackungseinheit