




ProNeo | ENTERALE ERNÄHRUNGSSONDEN

ProNeo Transnasale Ernährungssonden



Enterale Ernährungssonde aus Polyurethan

- Distal geschlossen, 2 seitlich versetzte Austrittslöcher (Abb. 1)
- 4 durchgehende Röntgenkontraststreifen zur guten Sichtbarkeit im Röntgenbild
- „Flügelchen“ am ENFit™-Ansatz für eine gute Handhabung (Griffigkeit)
- Glatter ENFit™-Ansatz ohne Ecken und Kanten zur Vermeidung von Hautirritationen und Druckstellen (Abb. 2)
- Weicher Soft-Tip-Verschluss zur Vermeidung von Hautirritationen
- Numerische Zentimetermarkierungen in 1-cm-Schritten
- Violette Farbgebung des ENFit™-Ansatzes für die ausschließlich enterale Verwendung
- Beiliegend: 2 Fixierpflaster in Herzform und Patientenetikett
- Verwendung bis zu 28 Tagen
- Indikation: kurzzeitige Ernährungstherapie und gastrale Dekompression
- Material: Polyurethan (PUR)
- Größen: CH 4, CH 5, CH 6 und CH 8
- Längen: 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm und 120 cm
- Mit Mandrin und flexibler Polyurethan-Olive (distal) bei CH 8
- Farbcodierung zur eindeutigen Kennzeichnung der Sondengröße (Abb. 2)



Artikel	VE*	Art.-Nr.	PZN	Farbe	Außen ø	Innen ø	Länge	Ansatz	HiMi.-Nr.
ProNeo Sonde CH 4	10	7752010	11579204		1,50 mm	0,83 mm	40 cm	ENFit™	03.36.04.3001
ProNeo Sonde CH 4	10	7752022	13724490		1,50 mm	0,83 mm	50 cm	ENFit™	03.36.04.3005
ProNeo Sonde CH 4	10	7752023	13724509		1,50 mm	0,83 mm	70 cm	ENFit™	03.36.04.3006
ProNeo Sonde CH 5	10	7752024	13724515		1,83 mm	1,11 mm	40 cm	ENFit™	03.36.04.3007
ProNeo Sonde CH 5	10	7752009	11579210		1,83 mm	1,11 mm	50 cm	ENFit™	03.36.04.3002
ProNeo Sonde CH 5	10	7752026	13724521		1,83 mm	1,11 mm	70 cm	ENFit™	03.36.04.3008
ProNeo Sonde CH 6	10	7752027	13724538		2,15 mm	1,35 mm	40 cm	ENFit™	03.36.04.3009
ProNeo Sonde CH 6	10	7752008	11579351		2,15 mm	1,35 mm	50 cm	ENFit™	03.36.04.3004
ProNeo Sonde CH 6	10	7752028	13724544		2,15 mm	1,35 mm	70 cm	ENFit™	03.36.04.3010
ProNeo Sonde CH 6	10	7752029	13724550		2,15 mm	1,35 mm	120 cm	ENFit™	03.36.04.3011
ProNeo Sonde CH 8	10	7752030	13724567		2,85 mm	1,9 mm	50 cm	ENFit™	03.36.04.3012
ProNeo Sonde CH 8	10	7752007	11579196		2,85 mm	1,9 mm	60 cm	ENFit™	03.36.04.3003

* Verpackungseinheit

Luerfrei
latexfrei
PVCfrei
DEHPfrei