


PERKUTANE SONDEN | AUSTAUSCHSYSTEME

Freka® Belly Button Comfort



Gastrales Austauschsystem für CH 12 bis CH 24 einsetzbar bei vollständig ausgebildetem und abgeheiltem Stoma. Erstanlage der PEG vor 4 Wochen

- Zur intra-gastralen Langzeiternährung
- Geeignet für alle gastralen Stomata CH 12 bis CH 24
- Als Platzhalter in der Remission
- Zur gastralen Dekompression
- Lange Liegedauer durch hohe Ballonstabilität

Freka® Belly Button Comfort **CH 12** bis **CH 24**

- Austauschsystem aus latexfreiem Silikonkautschuk
- Röntgenkontraststreifen im Schaft
- Seitlicher Zugang mit Ventil zur Ballonfüllung (3–8 ml steriles Wasser oder isotone Kochsalzlösung)
- Flache, abgerundete, endständige Öffnung, reduziert Irritationen der Schleimhaut (Abb. 1)
- Zentraler Zugang mit Anti-Reflexventil für Nahrung und Medikamente (Abb. 2)
- Einführhilfe mit Führung für den Seldinger-Draht



Zubehör im umfangreichen Set

- Einführhilfe für die sichere Anlage in „Seldinger Technik“
- Anlagemandrin mit Seldingerdrahtführung
- 2 Kompressen 10 x 10 cm
- Spritze zur Ballonbefüllung 5 ml bzw. 10 ml, Luer
- Gleitmittel
- Sicherheitsverbinder
 - Freka® Button Verlängerung Set 1, Winkelkonnektor
 - Freka® Button Verlängerung Set 2, gerader Konnektor
- Enterale Spritze Freka® Connect ENFit™, 60 ml

PERKUTANE SONDEN | AUSTAUSCHSYSTEME

Freka® Belly Button Comfort

Freka Belly Button Comfort, CH 12	VE*	Art.-Nr.	PZN	Länge cm	HiMi.-Nr.
	1	7751363	11481847	1,0	03.36.05.0003
	1	7751364	11481853	1,5	03.36.05.0003
	1	7751365	11481876	2,0	03.36.05.0003
	1	7751366	11481882	2,5	03.36.05.0003
	1	7751367	11481899	3,0	03.36.05.0003
	1	7751368	11481907	3,5	03.36.05.0003
	1	7751369	11481913	4,0	03.36.05.0003
	1	7751370	11481936	4,5	03.36.05.0003
	1	7751372	11481965	5,0	03.36.05.0003

Freka Belly Button Comfort, CH 16	VE*	Art.-Nr.	PZN	Länge cm	HiMi.-Nr.
	1	7751383	11486750	1,0	03.36.05.0005
	1	7751384	11486767	1,5	03.36.05.0005
	1	7751385	11486773	2,0	03.36.05.0005
	1	7751386	11486796	2,5	03.36.05.0005
	1	7751387	11486804	3,0	03.36.05.0005
	1	7751388	11486810	3,5	03.36.05.0005
	1	7751389	11486827	4,0	03.36.05.0005
	1	7751390	11486833	4,5	03.36.05.0005
	1	7751393	11486856	5,0	03.36.05.0005

Freka Belly Button Comfort, CH 20	VE*	Art.-Nr.	PZN	Länge cm	HiMi.-Nr.
	1	7751405	11486885	1,0	03.36.05.0007
	1	7751406	11486891	1,5	03.36.05.0007
	1	7751407	11486939	2,0	03.36.05.0007
	1	7751408	11486945	2,5	03.36.05.0007
	1	7751409	11486951	3,0	03.36.05.0007
	1	7751410	11486968	3,5	03.36.05.0007
	1	7751413	11486974	4,0	03.36.05.0007
	1	7751414	11486980	4,5	03.36.05.0007
	1	7751415	11486997	5,0	03.36.05.0007

* Verpackungseinheit

Freka Belly Button Comfort, CH 14	VE*	Art.-Nr.	PZN	Länge cm	HiMi.-Nr.
	1	7751373	11481563	1,0	03.36.05.0004
	1	7751374	11481592	1,5	03.36.05.0004
	1	7751375	11481600	2,0	03.36.05.0004
	1	7751376	11481623	2,5	03.36.05.0004
	1	7751377	11481675	3,0	03.36.05.0004
	1	7751378	11481681	3,5	03.36.05.0004
	1	7751379	11481712	4,0	03.36.05.0004
	1	7751380	11481729	4,5	03.36.05.0004
	1	7751382	11481735	5,0	03.36.05.0004

Freka Belly Button Comfort, CH 18	VE*	Art.-Nr.	PZN	Länge cm	HiMi.-Nr.
	1	7751394	11481468	1,0	03.36.05.0006
	1	7751395	11481474	1,5	03.36.05.0006
	1	7751396	11481480	2,0	03.36.05.0006
	1	7751397	11481497	2,5	03.36.05.0006
	1	7751398	11481511	3,0	03.36.05.0006
	1	7751399	11481528	3,5	03.36.05.0006
	1	7751400	11481534	4,0	03.36.05.0006
	1	7751403	11481540	4,5	03.36.05.0006
	1	7751404	11481557	5,0	03.36.05.0006

Freka Belly Button Comfort, CH 24	VE*	Art.-Nr.	PZN	Länge cm	HiMi.-Nr.
	1	7751416	11487011	1,0	03.36.05.0008
	1	7751417	11487034	1,5	03.36.05.0008
	1	7751418	11487040	2,0	03.36.05.0008
	1	7751419	11487057	2,5	03.36.05.0008
	1	7751420	11487063	3,0	03.36.05.0008
	1	7751422	11487086	3,5	03.36.05.0008
	1	7751423	11487092	4,0	03.36.05.0008
	1	7751424	11487100	4,5	03.36.05.0008
	1	7751425	11487117	5,0	03.36.05.0008

Gastral
latexfrei
PVCfrei
DEHPfrei

Enterale Ernährungspumpen

Enterale Überleitgeräte

Enterale Ernährungssonden

ProNeo

Trainingstool