

ARZNEIMITTELZUBEREITUNG

Freka® Lipoflow



Transferset zur Überführung von Flüssigkeit aus einer Infusionsflasche in einen Infusionsbeutel

- Mikroglatte Einstechdorn
- Integrierte, verschließbare Belüftung mit hydrophobem und oleophobem Bakterienfilter
- Flexibles, transparentes Schlauchsystem aus Polyurethan (PUR) mit Robertsklemme
- Durchmesser der Leitung: 3,0 x 4,1 mm
- Länge der Leitung: 75 cm
- LuerLock-Anschluss mit aufgeschraubter Stahlkanüle 16 G

Artikel	VE*	Art.-Nr.	PZN	Länge [cm]	Ø der PUR Leitung [mm]	HiMi.-Nr.
Freka® Lipoflow	100	2867001	03920439	75	3,0 x 4,1	03.29.12.0013

* Verpackungseinheit; ** Gemäß Verordnung (EC)1907/2006 (REACH) weniger als 0,1% w/w DEHP

latexfrei
PVCfrei
DEHPfrei**