

## PERKUTANE SONDEN | VERBANDMATERIALIEN

# Verbandmaterialien

**NEU:** verbesserte Qualität der im Set beiliegenden Kompressen/Schlitzkompressen und der Klebekraft des Stretch-Pflasters

Verbandset für die Gastrostomie (nach Hermann)



Erlanger Verbandset



Freka® Verband SPK/PEG



### Verbandset für die Gastrostomie (nach Hermann)

Das sterile Komplettsset zur Versorgung der PEG-Punktionsstelle in den ersten Wochen nach Anlage und bei kritischem Stomakanal. Neben der Metalline-Drain-Komresse enthält das Set zusätzlich ein Fixierpflaster zur Sicherung der PEG-Sonde gegen Manipulation.

- Inhalt:**
- 1 Metalline-Drain-Komresse
  - 4 sterile Mullkompressen
  - 1 Stretch-Pflaster
  - 1 Fixierpflaster Secu-Tape mittel

### Erlanger Verbandset

Das sterile Komplettsset zur Versorgung der PEG-Punktionsstelle bei reizfreien Wundverhältnissen.

- Inhalt:**
- 2 geschlitzte Mullkompressen
  - 3 sterile Mullkompressen
  - 1 Stretch-Pflaster

### Freka® Verband SPK/PEG

Für die suprapubische Katheterausleitung und perkutane endoskopische Gastrostomie. Das Verbandset mit Einzelkomponenten zur Versorgung der Punktionsstelle bei reizfreien Wundverhältnissen. Das Set enthält Material für 10 Verbandwechsel.

- Inhalt:**
- 10 x 2 sterile Schlitzkompressen
  - 10 x 2 sterile Vliesstoffkompressen
  - 10 Stretch-Pflaster

Artikel	VE*	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Verbandset für die Gastrostomie (nach Hermann)	15	7901081	03305875	-
Erlanger Verbandset	15	7981941	03305869	-
Freka® Verband SPK/PEG	10	ME77707128	15816003	-

\* Verpackungseinheit