## **PRODUKTDATENBLATT**

## **BMV®** Kanülenreinigungspulver







- Alkalischer Pulverreiniger für eine schnelle, gründliche und materialschonende Reinigung von Trachealkanülen
- Entfernt Blut- und Sekretreste
- Einfache Handhabung: Pulver mit Hilfe des beiliegenden Dosierlöffels abmessen und in handwarmen Wasser auflösen
- Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten Phosphate (> 30%), nichtionische Tenside (5 -15 %), anionische Tenside (< 5 %); außerdem enthalten: Dinatriummetasilikat-Pentahydrat

## **Bestellinformationen:**

Bezeichnung	PZN	Artikel-Nr.
BMV® Kanülenreinigungspulver 400 g	10083228	121001
BMV <sup>®</sup> Kanülenreinigungspulver 100 g	16683260	121001-100















BMV® ist eine eingetragene Marke der BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH. Produkt "Made in Germany"

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.

