

UROMED Klettbandset

UROMED Hook-and-Loop-Strap Set

REF 4896

Bei diesem UROMED Klettbandset besteht die obere und damit entscheidende Fixierung aus einem breiten und komfortablen Klettband. Das untere Fixierband kann an die individuellen Bedürfnisse des Patienten angepasst werden.

The upper and crucial fixation of this UROMED hook-and-loop-strap set is the wide and comfortable hook-and-loop-strap. The lower fixation strap may be adjusted individually according to patient's needs.

Medizinprodukt zum Befestigen von UROMED Urinbeinbeuteln

- komfortabel und wirtschaftlich durch Set-Zusammenstellung
- kein Verrutschen des Beutels
- sicherer Halt durch Silikonauflage
- elastisches, hautfreundliches Material
- nicht einschnürend
- große Lasche (D-Ring) für einfaches Öffnen
- latexfrei

Medical Device for fastening of UROMED urine leg bags

- comfortable and economic because all components are offered in the set
- no slipping of the bag
- safe fixation with silicone cover
- elastic and skin-friendly material
- not constricting
- big flap (D-ring) for easy opening
- latex-free

REF REF	Größen Sizes	Beinumfang Leg circumference	PZN CPN
4896.01	S klein / small	23-33 cm	03548974
4896.02	M mittel / medium	33-51 cm	03548980
4896.03	L groß / large	51-68 cm	03549502

Hilfsmittelkatalog: 15.99.99.0008

Verpackung: unsteril

Originalkarton: 1 Paar, 1 Reserve-Fixierband

Packaging: non-sterile

Original carton: 1 pair, 1 spare fixation strap



UROMED Klettband

UROMED Hook-and-Loop-Strap

REF 4895

Medizinprodukt zum Befestigen von UROMED Urinbeinbeuteln

- sicherer Halt durch Silikonauflage
- elastisches, hautfreundliches Material
- nicht einschnürend
- individuell kürzbar
- latexfrei

Medical Device for fastening of UROMED urine leg bags

- safe fixation with silicone cover
- elastic and skin-friendly material
- not constricting
- can be adjusted
- latex-free



REF REF	PZN CPN
4895	00051836

Hilfsmittelkatalog: 15.99.99.0008

Verpackung: unsteril
Originalkarton: 1 Paar

Packaging: non-sterile
Original carton: 1 pair