

UROMED transurethraler Silikonballonkatheter

UROMED Transurethral Silicone Balloon Catheter

REF 1100/1101

Nelatonspitze
2 Augen

Nelaton tip
2 eyes

Der Klassiker unserer Silikonserie steht nach wie vor gleichermaßen für optimale Leistung und Patientenkomfort.

The classic of our silicone line still stands for both optimal results and comfort for the patient.

Silikonballonkatheter zur transurethralen Blasendrainage

- konische Spitze
- großlumig
- Soft-Ballon
- reines Silikon

Silicone balloon catheter for transurethral bladder drainage

- conical tip
- wide lumen
- soft balloon
- pure silicone

REF 1100

kurze Spitze
Ballon 3-10 ml
weich
*short tip
balloon 3-10 ml
soft*

REF 1101

Ballon 30 ml
Spitze röntgenologisch darstellbar
*balloon 30 ml
radiopaque tip*

REF REF	Ch./Fr. Ch./Fr.	Ø Ø	Ballon Balloon	Länge Length	Effektivlänge Effective length	PZN CPN
1100.12	12	4,0 mm	3-6 ml	430 mm	369 mm	03280661
1100.14	14	4,7 mm	3-8 ml	430 mm	369 mm	03280678
1100.16	16	5,3 mm	5-10 ml	430 mm	369 mm	03280684
1100.18	18	6,0 mm	5-10 ml	430 mm	369 mm	03280690
1100.20	20	6,7 mm	5-10 ml	430 mm	369 mm	03280709
1100.22	22	7,3 mm	5-10 ml	430 mm	369 mm	03280715
1100.24	24	8,0 mm	5-10 ml	430 mm	369 mm	03280721
1100.26	26	8,7 mm	5-10 ml	430 mm	369 mm	03280738
Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6027						
1101.16	16	5,3 mm	30 ml	435 mm	368 mm	04741443
1101.18	18	6,0 mm	30 ml	435 mm	368 mm	04741466
1101.20	20	6,7 mm	30 ml	436 mm	369 mm	04741472
1101.22	22	7,3 mm	30 ml	436 mm	369 mm	04741489
1101.24	24	8,0 mm	30 ml	437 mm	370 mm	03549525
1101.26	26	8,7 mm	30 ml	437 mm	370 mm	03549519
Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6028						

Verpackung: steril
Originalkarton: 10 Stück

Packaging: sterile
Original carton: 10 pieces