

UROMED suprapubischer Führungsdraht

UROMED Suprapubic Guide Wire

REF 2967.38

gerade Spitze
straight tip

Eine besonders feste Wicklung
verleiht diesem Wechseldraht die
erforderliche Stabilität.
A special strong winding gives this
guide wire the necessary stability.

Flexibles Führungsinstrument für
urologische Behandlungen

- flexible Spitze
- rund verpackt

Flexible guidance instrument for
urological treatments

- flexible tip
- round packaging



REF 2967.38

gerade Spitze, 6 cm flexibel
straight tip, 6 cm flexible

REF REF	Länge Length	Spitze Tip	Durchmesser Diameter	PZN CPN
2967.38	80 cm	gerade / straight	0,038" / 0,97 mm	03856888

Verpackung: steril
Originalkarton: 10 Stück

Packaging: sterile
Original carton: 10 pieces