

UROMED Katheterventil »universal«

UROMED Catheter Valve »universal«

REF 1500/1501/1505

Harnlassen auf Knopfdruck.
Das bedeutet kontaminationsfreie
Bedienung und gezieltes
Blasentraining.

*To urinate by the touch of a button.
This means contamination-free use
and methodical bladder training.*

Katheterventil zur Steuerung der Harnblasenentleerung mit einem Dauerkatheter

- wiederholtes Einsetzen und Lösen eines Katheterstopfens entfällt
- einhändige Bedienbarkeit des Druckknopfes
- automatisches Schließen nach Loslassen des Druckknopfes
- sauberer Tropfenabriss
- sehr leicht (10 g)
- körperfreundliche Form
- Daueröffnung mit integriertem Schieber
- zuverlässiges und schnelles Adaptieren eines UROMED CYSTOBAG Urinbeutels ohne Manipulation am Katheter

Catheter valve to control the bladder drainage with a permanent urinary catheter

- repeated insertion and detachment of a catheter plug is not required
- one-handed usability of the push-button
- automatic closing after release of the push-button
- clean drop separation
- very light (10 g)
- contoured shape
- permanent opening with integrated slider
- safe and fast adapting of a UROMED CYSTOBAG urine bag without manipulating the catheter



REF 1500


UROMED Katheterventil »universal«
UROMED catheter valve »universal«



REF 1505

UROMED Katheterventiladapter
mit Sicherheitsbajonettverschluss
zur Verbindung eines Katheterventils mit einem
UROMED Urinbeutel mit Stufenkonnektor

*UROMED catheter valve adapter
with safety bayonet lock
for connection of a catheter valve with a
UROMED urine bag with step connector*



REF 1501

UROMED Katheterventil »universal«
mit Katheterventiladapter
*UROMED catheter valve »universal«
with catheter valve adapter*

REF REF	PZN CPN
1500	04741874
1501	07198560
1505	07198577

Hilfsmittelkatalog: 15.25.16.0017

Verpackung: steril
Originalkarton: 5 Stück
Packaging: sterile
Original carton: 5 pieces